

So wähle ich die passende Augenspülung

Ich arbeite **ohne** Chemikalien

Ungefährliche Stoffe

Fremdkörper: Holzspäne, Metallsplitter,
Staub, Schmutz, Insekten usw.

**Actiomedic[®], Afterwash[®],
Tobin, Cederroth, HypaClens,
Wasser-Spülsysteme** 

Vorteile auf einen Blick:

- Ideal für ungefährliche Stoffe
- Phosphatfrei
- (EN15154-4:2009)

Ich arbeite **mit** Chemikalien

Gefährliche Stoffe (ätzend/reizend)



Säuren, Basen, Lösungsmittel, Oxidations-
und Reduktionsmittel, Chelatbildner

Diphotérine[®]
Spüllösung  

Vorteile auf einen Blick:

- Aktive, hypertone und amphotere Spüllösung
- Stoppt die Wirkung ätzender/reizender Gefahrstoffe*
- Eindeutiges Anwendungsprotokoll
- Medizinklasse IIa, darf auf geschädigter Haut und Augen angewendet werden
- Phosphatfrei
- EN15154-4:2009/EN15154-3:2009 (Körperdusche)

Flusssäure (HF)
inkl. Flusssäure-Derivate



Hexafluorine[®]
Spüllösung  

Vorteile auf einen Blick:

- Aktive, hypertone und amphotere Spüllösung
- Stoppt die ätzende und die giftige Wirkung von Flusssäure*
- Eindeutiges Anwendungsprotokoll
- Medizinklasse IIa, darf auf geschädigter Haut und Augen angewendet werden
- Phosphatfrei
- EN15154-4:2009/EN15154-3:2009 (Körperdusche)