



**Premiers secours pour une saison  
de baignade en toute sécurité**



## Bien préparé pour la nouvelle saison!

**Les jours s'allongent et les températures augmentent – la saison de baignade 2023 est à nos portes!**

**Nous avons réuni pour vous des informations importantes et des produits adaptés pour une saison de baignade sans souci.**

En plus de l'équipement pour votre salle de premiers secours dans votre piscine, nous avons des produits supplémentaires, des listes de contrôle et des conseils pour que vous soyez parfaitement préparé à la saison de la baignade.

Nos produits ont été soigneusement sélectionnés et répondent aux exigences relatives aux dispositifs médicaux, conformément à la dernière version de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux.

### Local de premiers secours (Infirmierie)

Dans sa documentation spécialisée, le Bureau de prévention des accidents présente différents aspects de sécurité pour les établissements de bains. Il en va de même pour le local de premiers secours dans les piscines: «Dans les piscines externes, les piscines couvertes et les bains lacustres, il convient de prévoir une infirmerie pour assurer les premiers secours et la prise en charge des personnes blessées. Il faut envisager de telles infirmeries également pour les installations de baignade des hôtels et des campings<sup>[2]</sup>. L'infirmerie est située de manière à être facilement accessible pour les services de secours. Le trajet ne doit pas comporter d'escalier. La largeur du trajet entre l'infirmerie et les véhicules de secours doit être au minimum de 120 cm. Le trajet emprunté par les véhicules de secours ne doit pas être visible des utilisateurs de la piscine. Dans les installations de baignade de petite taille, il est envisageable de regrouper en un seul espace notamment les sanitaires, les espaces des maîtres nageurs et les espaces réservés au personnel. Toutefois, les fonctions des différents espaces doivent être entièrement préservées. Les infirmeries doivent au minimum satisfaire aux exigences suivantes<sup>[2]</sup>:

01. Surface au sol  $\geq 8 \text{ m}^2$  et espace suffisant pour le stockage du matériel de premiers secours; ➔ **Conseil: catégorie «Services»**
02. Hauteur utile sous plafond  $\geq 250 \text{ cm}$
03. Accès possible sans obstacles pour une civière
04. Lit de soins avec un espace suffisant pour le personnel assurant les soins ➔ **Conseil: catégorie «Infirmierie»**
05. Appareil respiratoire et de réanimation (défibrillateur) ➔ **Conseil: catégorie «Défibrillateurs» | «Services»**
06. Couvertures de survie, serviettes à usage unique et draps d'examen à usage unique ➔ **Conseil: catégorie «Infirmierie»**
07. Trousse de secours ➔ **Conseil: catégorie «Kits de premiers secours»**
08. Poubelle ➔ **Conseil: catégorie «Infirmierie»**
09. Lavabo avec eau chaude et eau froide
10. Raccordement téléphonique (y compris tous les numéros de téléphone importants) ou tout autre moyen de communication comparable permettant d'appeler immédiatement des secours et de les diriger vers le lieu d'intervention
11. Toilettes à proximité immédiate
12. Sols antidérapants répondant aux exigences de la classe B
13. Sols et parois faciles à nettoyer et à désinfecter ➔ **Conseil: catégorie «Hygiène et désinfection»**
14. Marquage de l'espace avec le symbole des premiers secours ➔ **Conseil: catégorie «Infirmierie»**
15. Affiche présentant les mesures de premiers secours»

*Citation: Schmid R. Installations de baignade: aspects de la conception, de la construction et de l'exploitation déterminants pour la sécurité. Berne: BPA, Bureau de prévention des accidents; 2022. Documentation technique 2.019. [2]: Association Suisse de Normalisation SNV. Piscines à usage public – Partie 1: Exigences de sécurité pour la conception. Winterthour: SNV; 2019. SN EN 15288-1.*

- 01. Soins rapides en cas de petits maux | Page 4–9
- 02. Aide rapide en cas de brûlures | Page 10–11
- 03. Aide efficace en cas de saignements plus importants | Page 12–13
- 04. Aide immédiate | Page 14–15
- 05. Spécialement pour les bains | Page 16–17
- 06. Immobilisation | Page 18–19
- 07. Sauvetage | Page 20–21
- 08. Défibrillateurs | Page 22
- 09. Respiration artificielle | Page 23
- 10. Kits de premiers secours | Page 24–25
- 11. Infirmierie | Page 26–27
- 12. Hygiène et désinfection | Page 28–29
- 13. Manipulation de produits chimiques | Page 30–31
- 14. Equipements de protection individuelle | Page 32–33
- 15. Services | Page 34

## Le distributeur de pansements intelligent

Pour soigner rapidement les plaies et toujours prêt à l'emploi

### Grande ouverture

Pour un prélèvement facile, rapide et d'une seule main – même avec des gants

### Design moderne

Couleur de signalisation orange

### Rapidement à portée de main


Prélèvement rapide grâce à un large éventail des pansements

### Robuste

Fabriqué en plastique ABS de haute qualité

### Visiblement propre

Bien visible et parfaitement protégé de la poussière et de l'humidité



### La vision de l'essentiel

Couleurs visibles ainsi que pictogrammes pour une saisie immédiate de la qualité et de la forme des pavés

**Déverrouillage innovant**  
Protégé contre le vol mais rapide à déverrouiller – avec la clé correspondante

**Une surface adhésive**  
est automatiquement libérée lors du retrait

## Distributeur de pansements WERO Smart Box®, vide

Protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau

Utilisation unimanuelle

Rapide et simple

- Matériau: plastique ABS
  - Couleur: orange/gris
  - Dimensions: env. 20.4 x 14.1 x 6.3 cm
- Réf. 180800**



## Distributeur de pansements WERO Smart Box® AquaFlex, rempli

Des pansements prêts à l'emploi

Rempli avec: 1 x strips de pansement Werosmart®

AquaFlex 7.2 x 2.5 cm, 1 x pansement de doigts

Werosmart® AquaFlex 12 x 2 cm

Disponible également dans d'autres variantes

**Réf. 170227**



## Spray nettoyant pour plaies Werolin®

Prévient les infections et favorise la cicatrisation des plaies

Idéal pour le traitement initial des écorchures et des coupures

Réduit les saignements et les gonflements

Catégorie de remise E (remise sans conseil spécialisé)

- Contenu: 75 ml
- Réf. 31094**

**En option:**

- Support, réf. 180802

**Cicatrisation jusqu'à**  
**2x**  
**plus rapide**



## Lingette de nettoyage des plaies et de la peau Werosalin®

Nettoie les plaies et la peau non lésée en douceur et de manière fiable

Solution saline (NaCl) 0.9%

Tissu non pelucheux

- Matériau: tissu non tissé
  - Dimensions: env. 15 x 15 cm
- 1 pce., réf. 51061**  
**30 pces., réf. 51062**



**Strips de pansement Weroplast® AquaFlex**

Hydrofuge, superélastique et flexible

La compresse en contact avec la plaie ne s'y colle pas

Hypoallergénique et permet à la peau de respirer

Scellé individuellement

• UV: 50 pces.

**Variantes:**

• Dim.: 7.2 x 1.9 cm, réf. 170256

• Dim.: 7.2 x 2.5 cm, réf. 170257

**Assortiment de pansements Weroplast® AquaFlex – Mix pour DIN13157**


Exempt de latex

Tous pansements sont scellés individuellement

Contenu: 6 x strip de pansement 7.2 x 1.9 cm, 12 x strip de pansement 7.2 x 2.5 cm, 6 x pansement pour extrémités de doigts 8 x 4.5 cm, 6 x pansement de doigts 12 x 2 cm

• UV: 30 pces.

Réf. 170267

**Produit top****Pansement rapide Weroplast® PowerTex**

Tient le coup même en cas d'utilisation intense grâce à son pouvoir adhérent renforcé

Idéal dans les ateliers et lieux de travail où les mains sont soumises à une abondante saleté


Pansements pouvant être découpés à la bonne taille

**Variantes:**

• Dim.: 5 m x 6 cm, réf. 160708

• Dim.: 5 m x 8 cm, réf. 160710

• Ancien nom: BlackPower

**Nouveau nom****Mix de Pansements pour enfants Weroplast® KunterBunt**

Qu'il s'agisse de petites blessures ou simplement d'un pansement de consolation – ces sparadraps aident toujours

Coloré avec des motifs de dinosaures

Contenu: 30 x strip de pansement 7.2 x 1.9 cm et 20 x strip de pansement 7.2 x 3.8 cm

• UV: 50 pces.

Réf. 180224

Vous trouverez de nombreuses autres variantes de pansements dans notre boutique en ligne: [tinovamed.shop](http://tinovamed.shop)**Comment choisir le bon pansement****Environnement de travail****Environnement sec**  
(par ex. bureau)**MasterTex****Les avantages en un coup d'oeil:**

- Tissu textile
- Très adaptable
- Élasticité longitudinale et transversale
- Robuste

**Environnement humide et mouillé**  
(par ex. la cuisine)**AquaFlex****Les avantages en un coup d'oeil:**

- Film imperméable et résistant à l'huile
- Hautement élastique
- Très souple
- Hypoallergénique
- Respirant

**Un environnement de travail difficile**  
(par ex. l'industrie, le bâtiment)**PowerTex****Les avantages en un coup d'oeil:**

- Très forte adhérence
- Tissu textile – noir
- Élasticité longitudinale et transversale
- Très adaptable
- Perméable à l'air
- Très robuste

**Industrie alimentaire****DéTECTABLE****Les avantages en un coup d'oeil:**

- Détection électromagnétique et/ou par rayons X
- La couleur bleue rend le sparadraps plus facile à trouver
- 3 variétés disponibles: AquaFlex Detect, Power Detect, X-Ray Detect
- Aussi disponible comme pansement de piercing

Le pansement ne colle pas à la plaie | instructions illustrées sur chaque emballage | scellé individuellement (exception: pansement rapide)

**Emplacement de la blessure****universel**

Strip de pansement

**doigt**

Pansement de doigts

**extrémités des doigts**

Pansement d'extrémités des doigts

**articulation des doigts**

Pansement pour articulation des doigts

**variable**

Pansement rapide

## Soins rapides en cas de petits maux

### Compresse Werozell®

Compresse en voile non tissée avec revêtement spécial  
Absorbant et ne colle pas aux plaies  
Idéal pour le traitement rapide des plaies ouvertes

- Dimensions: 10 x 10 cm  
**1 pce., réf. 071067**
- **6 pces., réf. 071069**
- **100 pces., réf. 071073**

Produit  
★ top ★



### Compresse de gaze Wero8

Gaze de pansement selon DIN/EN14079 stérile  
A 17 fils, avec bords de coupe repliés, à 8 plis

- UV: 2 pces. ou 25 x 2 pces.

#### Variantes:

- Dim.: 5 x 5 cm, **réf. 71020/71025**
- Dim.: 7.5 x 7.5 cm, **réf. 71021/71026**
- Dim.: 10 x 10 cm, **réf. 71022/71027**



### Compresse en cellulose

16 épaisseurs de cellulose  
Pourtour aplati  
En rouleau de 500 pces.

- Dimensions par pce.: env. 4 x 5 cm
- UV: 2 rouleaux  
**Réf. 75003**

#### En option:

- Distributeur, vide, **réf. 140003**



### Tampon de gaze Temedia®

Tampon de gaze 20 fils  
Selon DIN14079  
Stérile

- De la taille d'une prune
- UV: 3 pces.  
**Réf. 138633**



### Bande de gaze élastique DIN61634

Douce et câline  
Haute élasticité

#### Variantes:

- Dimensions: 4 m x 4 cm, **réf. 91015**
- Dimensions: 4 m x 6 cm, **réf. 91016**
- Dimensions: 4 m x 8 cm, **réf. 91018**
- Dimensions: 4 m x 10 cm, **réf. 91019**



### Pansement individuel YPSISAVE

Compresse non tissée scellée sur un  
bandage de fixation élastique  
Selon DIN13151

#### Variantes:

- Dimensions: 3 m x 6 cm, **réf. 15002**
- Dimensions: 3 m x 8 cm, **réf. 15003**
- Dimensions: 3 m x 10 cm, **réf. 15004**



### Bande tubulaire à rouler FingerFriend

Protection et fixation rapide de sparadraps et pansements  
pour plaies sur le doigt  
Mis en place facilement et rapidement d'une seule main  
Adaptable universellement à toutes les tailles de doigt

- Matériau: coton
- UV: 5 pces.  
**Réf. 110025**





### Pansement rapide exempt de colle Weroplast® BlueMamba

Soin rapide des plaies – auto-adhésif, déchirable, respirant  
Adhère en soi, pas sur les plaies, la peau et les cheveux  
Exempt de latex et exempt de colle

- Couleur: bleu
  - Dimensions: env. 5.5 m x 3 cm
  - UV: 2 pces.
- Réf. 201030**



### Drap de pansement YPSISAVE

Etoffe de pansement stérile pour toutes  
les grandes plaies  
Selon DIN13152

#### Variantes:

- Dimensions: 40 x 60 cm, **réf. 15900**
- Dimensions: 60 x 80 cm, **réf. 15902**
- Dimensions: 80 x 120 cm, **réf. 15904**



### Drap triangulaire

Echarpe de bras selon DIN13168  
Version résistante

- Matériau: toison
  - Dimensions: env. 96 x 96 x 136 cm
- Réf. 15803**



### Bandage universel Wero Last

Bandage universel élastique permanent avec  
pince à bandage  
Antidérapant et avec lisière  
Lavable, respirante, stérilisable au gaz et à la  
vapeur à 134°C

- Extension: env. 90%
- #### Variantes:
- Dim.: 5 m x 4 cm, **réf. A1120040.050**
  - Dim.: 5 m x 6 cm, **réf. A1120060.050**
  - Dim.: 5 m x 8 cm, **réf. A1120080.050**



### Bande de fixation cohésive Rapiflex

Elastique et déchirable  
Idéal pour la fixation des pansements  
Respirante et reste bien en place  
Disponible en différentes couleurs

- Extension: env. 40%
- Longueur: env. 4.5 m

#### Variantes:

- Largeur: 4 cm, **réf. A82051040.045**
- Largeur: 6 cm, **réf. A82051060.045**
- Largeur: 8 cm, **réf. A82051080.045**



### Pansement rapide Ypselast®

Pansement prêt à l'emploi avec bande élastique de fixation  
Compresse en non-tissé et éléments adhésifs pour  
attacher la bande  
Manipulation pratique en cas de petites blessures

- Variante: doigt
- 1 pce., réf. 15661**  
**5 pces., réf. 15651**



### Pansement doigt DermaPlast® CombiFix

Bande de gaze élastique cohésive, déchirable à la main  
Compresse non adhésive à la plaie

- Dimensions: env. 50 x 4 cm
- Réf. 831140**



## Soins rapides en cas de petits maux

### Bandes de suture pour plaies 3M Steri-Strip

Pour la fermeture atraumatique de petites blessures

Stériles et hypoallergènes

Très adhérentes et résistantes à la rupture

• Matériau: non tissé

#### Variantes:

• Dim.: 6 x 75 mm, 3 pces., réf. R1541

• Dim.: 6 x 38 mm, 6 pces., réf. R1542



### Bandage de tête WERO MediCap

Bonnet maillé stérile avec capacité de succion

Ne colle pas à la blessure

Fixation de compresses rapide et stable

Réf. 110029



### Sparadrap Micasilk

Fixation sûre – adhère de manière optimale à différentes surfaces

Déchirables en longueur et en largeur

Sans latex

• Matériau: colle polyacrylate

#### Variantes:

• Dim.: env. 5 m x 1.25 cm, réf. 160060

• Dim.: env. 5 m x 2.5 cm, réf. 160065



## Compresses

### Comresse oculaire ovale

Pour le soin des yeux en cas de blessures externes

Avec enveloppe spéciale des 2 côtés

Selon DIN 61 640-A

• Matériau: coton

• Dimensions: env. 6 x 8 cm

1 pce., réf. 071005

5 pces., réf. 071006

50 pces., réf. 071007



### Pansement pour œil Werola®

Facilite la mise en place du pansement grâce à une bande de fixation stérile et élastique

2 compresses très épaisses et douces sont appliqués directement sur le bandage de fixation

• Dim. compresses: 6 x 8 cm, 2 pces.

• Dim. bande de fixation: env. 3 m x 6 cm

Réf. 110083



### Cache-œil

Adaptation optimale grâce à la forme ovale

Idéal pour soulager ou immobiliser l'œil après une blessure, une inflammation ou une irritation

Maintien sûr sans points de pression douloureux grâce à la sangle de fixation flexible

• Couleur: noir

Réf. 230308





### Spray pour plaies Prontosan®

Aide rapide pour les plaies aiguës – empêche une infection de la plaie

Idéal pour le premier traitement

Premier choix pour une cicatrisation rapide des plaies, les coupures et les égratignures

Catégorie de remise E (remise sans conseil spécialisé)

- Contenu: 75 ml
- Réf. 400566



### Wundgel Prontosan® Acute

Hydrogel pour favoriser la cicatrisation des plaies

Adapté au traitement de plaies graves (coupures, écorchures et déchirures) et de brûlures légères (1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> degré)

Empêche l'adhérence au pansement

- Contenu: 30 g
- Réf. 400512



### Serviette de nettoyage pour plaies Akla

Nettoyage des petites plaies

Selon ISO 9001 EAN 44086

- Liquide: 99% eau et 1% chlorhexidine digluconate
- Matériau: 44% cellulose et 36% polyester
- Réf. 94405Z



### Pommade régénératrice KERODERM®

Favorise le renouvellement naturel des tissus

Contient des substances qui inhibent la croissance bactérienne

Idéale pour soigner la peau gercée des mains et des lèvres

- Contenu: 30 g
- Réf. 100020



### Ciseaux universels pour vêtements

Avec poignée en matière plastique

Antirouille

Selon DIN58279

- Matériau: acier inoxydable

**Variantes:**

- Longueur: env. 14.5 cm, réf. 51740
- Longueur: env. 19 cm, réf. 250102



### Attaches pour pansements

Pour fixer des pansements

- Matériau: alu
- UV: 100 pces.
- Réf. 50420/100





### Multi-Set hydrogel Burnshield

Set pratique pour le traitement, en première intention des brûlures

Contenu: 2 x compresse hydrogel Burnshield 10 x 10 cm, 1 x compresse hydrogel Burnshield 20 x 20 cm, 6 x hydrogel Burnshield Blotts 3.5 ml

Réf. BS-SET



### Compresses hydrogel Burnshield

Pansement stérile pour le traitement des brûlures

Idéal pour toute trousse de secours dans la cuisine ainsi que pour les activités de plein air

Hydrogel préservé sur compresse de mousse à alvéoles ouvertes et hautement flexible

Peut également être utilisé sur le visage sans hésitation

**Variantes:**

- Dimensions: 10 x 10 cm, réf. 901111
- Dimensions: 20 x 20 cm, réf. 900906
- Dimensions: 20 x 45 cm, réf. 901001
- Dimensions: 60 x 40 cm, réf. 901007



### Hydrogel Burnshield Blotts

Hydrogel conservé pour le traitement, en première intention des brûlures

Dans des sachets pratiques et particulièrement résistantes  
Idéal à emporter ou à utiliser sur le lieu de travail

- Contenu: 3.5 ml  
Réf. 550004



### Hydrogel Burnshield

Hydrogel stérile pour le traitement initial des brûlures

Idéal pour les petites brûlures ou pour le post-traitement des coups de soleil et des abrasions (friction thermique)

Refroidit et apaise la douleur, n'adhère pas à la plaie

- Contenu: 50 ml  
Réf. 550000



### Spray hydrogel Burnshield

Hydrogel stérile pour le traitement initial des brûlures

Idéal pour les petites brûlures ou pour le post-traitement des coups de soleil et des abrasions (friction thermique)

Refroidit et apaise la douleur, n'adhère pas à la plaie

**Variantes:**

- Contenu: 75 ml, réf. 550082
- Contenu: 125 ml, réf. 550003



### Masque facial hydrogel Burnshield

Pansement en mousse imprégnée dans un gel stérile pour le traitement initial de brûlures

Refroidit et apaise la douleur, n'adhère pas à la plaie

Agent antibactérien naturel: réduit le risque d'infection

Avec des trous de ventilation pour le nez et la bouche

- Dimensions: 20 x 45 cm  
Réf. 901000



### Drap de pansement Alumed®

Tissu non tissé stérile revêtu d'aluminium

Idéal pour couvrir les brûlures étendues

Selon DIN13152

En contact avec la plaie ne s'y colle pas

**Variantes:**

- Dimensions: 40 x 60 cm, **réf. 15920**
- Dimensions: 60 x 80 cm, **réf. 15922**



### Pansements pour brûlures DermaPlast® Effect

Pansement hydrogel idéal en cas de petites brûlures superficielles

Soulage la douleur et accélère la cicatrisation grâce à l'hydrogel

Transparent pour inspection visuelle

- UV: 3 pces.

**Variantes:**

- Dimensions: 4.5 x 6.5 cm, **réf. 536150**
- Dimensions: 7.5 x 10 cm, **réf. 536250**



### Pansement rafraîchissant YPSIDERM® aqua

Pansement hydrogel idéal pour rafraîchir des petites brûlures ou des petites blessures superficielles

A ne pas utiliser en cas de brûlures du 3<sup>ème</sup> degré infectées, profondes et saignant abondamment

Auto-adhésif

Hydrofuge

Livraison dans une boîte en plastique bleue

- UV: 12 pces.
- Réf. 19312**



## Premiers secours en cas de brûlure


Une brûlure prend **1 seconde** à se produire et toute une vie à guérir si elle n'est pas traitée correctement! Les **premières 24 h** sont les plus cruciales, car une brûlure progresse et s'approfondit avec le temps.

- Retirez tous les vêtements ou matériaux qui ne sont pas fermement collés à la zone brûlée
- Appliquez Burnshield sur une surface juste plus grand que la surface de la brûlure
- Consultez un médecin si les cloques sont grandes, contiennent un liquide trouble ou si la zone brûlée suinte du liquide
- Ne retirez rien de fermement collé à la brûlure
- Ne percez pas les cloques
- N'utilisez pas de glace sur une brûlure car cela peut causer d'autres dommages
- N'appliquez pas de matières grasses, de beurre ou d'huile sur la brûlure
- Eviter l'hypothermie, notamment en cas de brûlures étendues ou graves

### Comment traiter une brûlure

- 1 Mettre la victime en lieu sûr: si possible, éloignez la personne de la zone/source de chaleur avant de lui prodiguer les premiers soins
- 2 Enlever les vêtements: retirez soigneusement tous les objets qui ne sont pas fermement collés à la zone brûlée, par ex. vêtements et bijoux
- 3 Appliquer Burnshield

#### Application hydrogel (p.ex. Blotts)



Appliquer l'hydrogel sur la zone affectée



Fixer avec un bandage non absorbant

#### Application pansement (p.ex. compresse hydrogel)



Ouvrir l'emballage

Retirer le pansement de l'emballage

Appliquer sur la zone touchée

Fixer avec un bandage non absorbant

### Ouate hémostatique Stop Hém<sup>®</sup>

Hémostase rapide, bioactif et favorisant la cicatrisation des plaies

Idéal à saignements de nez, saignement cutanés (coupures, écorchures) et saignements buccaux


Facile à utiliser: torsader, plier, insérer – prête à soigner!

Respect du caillot sanguin au retrait: pas de resaignement

• Matériau: alginate de calcium

• UV: 5 pces.

**Réf. 3948221**



### Compresse absorbante CeKa

Pansement d'urgence pour des blessures de grande surface et saignant abondamment

Compresse avec une haute capacité d'absorption

Gaze bleue spéciale: protège contre la pénétration de l'exsudat

Ne colle pas à la plaie

• Dimensions: 20 x 40 cm

**Réf. 71080**



### Pansement ambulance

Idéal pour les premiers soins de plaies profondes, saignant abondamment

Contient une compresse plus épaisse que les pansements ordinaires

Stérile et emballage individuel

**Variantes:**

• No. 1, dim.: 10 x 12.5 cm, **réf. D3660**

• No. 2, dim.: 17.5 x 20 cm, **réf. D3661B**

• No. 3, dim.: 18 x 28 cm, **réf. 3662**

• No. 4, dim.: 20 x 33 cm, **réf. D3663**



### Pansement premiers secours QUICK

Ce pansement universel 3 en 1 est utilisé comme premier secours pour arrêter les saignements des grandes plaies, les blessures et pour la fixation

Le pansement de différentes tailles peut également être utilisé comme compresse absorbante ou comme pansement compressif

• Dim. pansement: env. 20 x 24 cm

• Dim. bande élastique: env. 3 m x 10 cm

**Réf. WJHH-ECD-CE**



### Pansement compressif WERO

Pansement spécial stérile

Adaptés à la compression d'hémorragies présentant un risque mortel, au moyen de coussinets de pressions intégrés ainsi que d'un bandage de fixation élastique solidement attachée

Haute puissance d'aspiration

• Dim. tampon de pression: env. Ø 4.5 x 8 cm

• Dim. bande de fixation: env. 4 m x 10 cm

**Réf. 120048**



### Bandage compressif TraumaBandage

Avec compresse absorbante et applicateur de pression

Idéal pour les premiers intervenants afin d'arrêter rapidement et facilement les hémorragies graves

Etrier de fermeture pour une fixation sûre

**Variantes:**

• Dim.: env. 4.5 m x 10 cm, **réf. 831273**

• Dim.: env. 4.5 m x 15 cm, **réf. 831274**



### Bandage compressif Emergency

pour soigner des plaies traumatiques qui saignent abondamment

Facile à utiliser, même les personnes blessées peuvent appliquer elles-mêmes le pansement d'une seule main

Avec un pansement non adhérent

• Couleur: blanc ou olive

**Variantes:**

• Dim.: env. 4.5 m x 10 cm, **réf. FCP-03**

• Dim.: env. 4.5 m x 15 cm, **réf. FCP-02**



### Sauver des vies – arrêter les hémorragies!

Dans le monde, les accidents et leurs conséquences tuent plus de personnes (5.8 millions) que les maladies telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH<sup>1</sup>. L'une des causes les plus fréquentes est l'hémorragie, pourtant évitable. Les grandes plaies ouvertes peuvent entraîner la mort par hémorragie en quelques secondes seulement. Un traitement des blessés, simple et applicable par tous, peut sauver des vies en quelques minutes décisives.

**68%**  
des décès évitables dans les services d'urgence meurent d'hémorragies.<sup>2</sup>

**Nr. 1**  
L'hémorragie critique après une blessure traumatique est la plus fréquente préhospitalière cause de décès évitable.

**365 jours**  
Chaque jour, des accidents se produisent, au cours desquels des personnes impliquées parfois gravement blessés.

**Décisif**  
Des soins aux blessés, simples et utilisables par tous, peuvent sauver des vies en quelques minutes décisives.

<sup>1</sup> Brochure de la Fondation allemande pour les traumatismes: [www.deutsche-traumastiftung.de](http://www.deutsche-traumastiftung.de)

<sup>2</sup> Kleber C, Giesecke MT, Buschmann CT et al. Trauma-related preventable deaths in Berlin 2010: need to change prehospital management strategies and trauma management education. World J Surg 2013; 37: 1154–1161

### La Trauma-Box® – Sauver des vies est simple

La Trauma-Box® a été conçue pour les premiers secours rapides. Qu'il s'agisse d'un professionnel ou d'un amateur, la Trauma-Box® permet à chacun de devenir un sauveteur. Grâce aux instructions simples et aux produits de haute qualité, une hémorragie peut être stoppée jusqu'à l'arrivée du personnel médical spécialisé.

Source: IVF HARTMANN AG

### Distributeur pour Trauma-Box avec sachet

La boîte 3-en-1 fiable: bandage compressif, tourniquet et gants à usage unique

Kit de premiers secours destiné à stopper les hémorragies massives de plaies en cas d'urgence (sachet Trauma-Box)

Peut être placé bien visible par les entreprises et les établissements publics, dans des lieux à haut flux humain

Entendu de la livraison: distributeur, kit de fixation, contenu sachet: 1 x bandage compressif TraumaBandage, 1 x C-A-T™ Combat Application Tourniquet, 1 paire gants à usage unique et 1 x marqueur feutre (pour marquer l'heure sur le tourniquet)

Réf. 831272

En option:

- Sachet Trauma-Box

Réf. 831271



### SAM XT Extremité Tourniquet

Cliquez – Tournez – Sécurisez

Le perfectionnement des garrots éprouvés

Application plus rapide, plus facile et fiable du garrot

Nécessite peu de rotations de la manette et ainsi utilisable de manière intuitive

Le système à bande velcro résistant aux intempéries fonctionne même s'il est complètement immergé

Convient à une circonférence de 14–89 cm env.

- Matériau: nylon durable
  - Couleurs: orange, noir ou bleu
  - Dim.: env. 63 x 126 x 184 mm
- Réf. XT600



### Cold Pack à usage unique

Un traitement par le froid immédiat en cas de contusions, d'enflures, de claquages et d'entorses

Deviens froide après avoir été activée

Confortable pour le patient grâce à l'enveloppe en fibres

Compresse calmant la douleur pendant env. 30 min.

• Dimensions: env. 15 x 18 cm

Réf. SF1853



### Bande rafraîchissante DermaPlast® ACTIVE

A sa place dans toutes les pharmacies

Idéale en cas d'entorse, de contusion, d'élongation, d'ecchymose ou autre blessure de sport

Agit en rafraîchissant agréablement et en atténuant la douleur

• Dimensions: env. 4 m x 6 cm

Réf. 522013



### Spray rafraîchissant

Spray cryogénique en bombe prêt à l'usage et calme la douleur

Idéal pour les blessures contondantes telles que contusions et claquages

Equippée d'une valve de pulvérisation spéciale qui, lors de la se concentre sur la zone à traiter

**Variantes:**

• Contenu: 200 ml

Réf. SP200DISPO24

• Contenu: 400 ml

Réf. SP400DISPO24



### Hot Pack à usage unique

Compresse chaude à usage unique

Prêt à l'emploi en quelques secondes par une simple pression du doigt

Confortable pour le patient grâce à son emballage en textile non-tissé

Durée d'utilisation: env. 30 min.

• Dimensions: env. 15 x 18 cm

Réf. SC1853



### Compresse de chaleur

Réutilisable

Pour réchauffer après le travail, après les sports et pendant les loisirs

Utilisation souple, partout là où il y a besoin de chaleur

Diffuse, selon le type d'application, sans énergie externe jusqu'à une heure de chaleur

Réutilisable par réchauffement dans l'eau, pendant 10 à 15 minutes

**Variantes:**

• Chauffage allround, dim.: env. 18 x 13 cm

Réf. 10006

• Chauffe-dos, dim.: env. 40 x 14 cm

Réf. 10007

• Chauffe-nuque, dim.: env. 49 x 29 cm

Réf. 10012

• Chauffe-corps, dim.: env. 20 x 20 cm

Réf. 10014

• Chauffe-corps dim.: env. 30 x 25 cm

Réf. 10015

• Chauffe-corps, dim.: env. 45 x 25 cm

Réf. 10017





### Boîte de transport de dents SOS

Conteneur de transport pour dents cassées et morceaux de dents

La dent cassée ou les morceaux de dents peuvent y être conservés jusqu'à 48 h

Le transport sécurisé jusqu'chez le dentiste est garanti

Réf. 220581



### Sac de réimplantation

Prêt à l'usage pour le transport sur et convenable des parties du corps séparées sont donc très utiles

La taille de la poche est adaptée à la partie du corps concernée et se compose d'une poche à double paroi pour la greffe

Également disponible en set avec des compresses de froid immédiates

#### Variantes:

- Doigt, réf. MED98811
- Main, réf. MED98810
- Bras, réf. MED98812
- Jambe, réf. MED98813



### Sachet pour vomissement et urine VomiBag

Un système anti-retour empêche l'évacuation du liquide

Ouverture très grande et rigide pour un emploi d'une main

- Contenu: 1 l
- Réf. 70621



### Gel de glucose d'énergie Wellion

Pour le traitement de l'hypoglycémie aiguë

Apport énergie pendant des périodes prolongées par 3 types de sucre (glucose, fructose, saccharose)

Avec saveur vanille

- Contenu: 40 g
- Réf. WELL002



### Prévention des piqûres d'insectes

#### Spray contre les insectes Aktivin® BiesterStop

Défend tiques, moustiques, mouches et taons immédiatement

Protection fiable allant jusqu'à 4 h

Appliquer sur la peau et les vêtements

Efficace et agréable pour la peau

Adapté au climat tropical

• Contenu: 100 ml

Réf. 20745070



#### Répulsif à insectes ZeroBite

Protection fiable contre les insectes piqueurs jusqu'à 8 h, contre les tiques jusqu'à 4 h

Protège sans agents conservateurs agressifs

Résistant à l'eau

Convient à tous les types de peau

Convient également pour les animaux

• Contenu: 100 ml

**Variantes:**

• Pour les enfants à partir de 1 an

Réf. 7747981

• Pour adultes

Réf. 7744837



### Traitement des piqûres d'insectes

#### Guérisseur de piqûres d'insectes bite away® neo

Stylo thermique pour le traitement externe des piqûres ou des morsures d'insectes

Pour traiter sans produit chimique les démangeaisons et la douleur après une piqûre d'insecte (p.ex. taon, moustique, frelon, guêpe et abeille)

Réf. 40056554



#### Etapes d'application:

Source: www.bite-away.com



#### 1. Piqûre d'insecte...

En cas de piqûre d'insecte...



#### 2. Placer

... placer la surface de contact en céramique sur la piqûre d'insecte.



#### 3. Activer


Choisir la durée de traitement souhaitée et appuyer sur le bouton correspondant. Le stylo thermique envoie une impulsion de chaleur précise de 3 ou 5 secondes.



#### 4. Se détendre

En général, les démangeaisons s'atténuent et disparaissent au bout de quelques minutes.





### Pansement contre les piqûres d'insectes MOSKINTO®

Inhibition des démangeaisons par une action purement mécanique  
Adapté aux enfants

- Dimensions: env. 2.7 x 2 cm
- UV: 24 pces.
- Réf. 50057



### Brucelles à tiques

2 têtes de pince différentes: l'une pour les petites tiques et l'autre pour les tiques gorgées de sang

- Matériau: plastique
- Réf. 52650



### Tire-tique

Avec ressort

- Matériau: métal
- Réf. 15120



## Soleil

### Spray solaire Sensolar LSF 50

Protection UV A et UVB pour la peau et les cheveux  
Formulation à 2 phases pour une meilleure protection et un maximum de tolérance pour la peau  
Avec un FPS 50 (facteur de protection contre la lumière) de 98% de tous les rayons UVB nocifs sont déjà filtrés  
Résistant à l'eau et à la sueur

- Contenu: 100 ml
- Réf. 7761658



### Spray après-soleil Sensolar

Spray régénérant avec effet immédiat  
Formulation à 2 phases pour une meilleure protection et un maximum de tolérance pour la peau  
Avec aloe vera et provitamine B5  
Hydratant et pas gras  
Avec de l'huile de soin provenant d'avocat et macadamia  
Sans alcool et émulsifiants

- Cotenu: 100 ml
- Réf. 5647924



## Attelle universelle SAM Splint

Attelle universelle facile à mettre en place et à modeler

Divers emplois, flexible

A couper facilement avec des ciseaux

Disponible dans d'autres variantes et couleurs

### Variantes:

- Original, rouleau, dim.: env. 11 x 90 cm  
**Réf. SP506-OB-DE**
- Original, plié, dim.: env. 11 x 90 cm  
**Réf. SP507-OB-DE**
- Doigt, dim.: env. 4.5 x 9.5 cm  
**Réf. SP510-OB-EN**
- Junior, dim.: env. 11 x 45.7 cm  
**Réf. SP502-OB-DE**
- XL, dim.: env. 14 x 92 cm  
**Réf. SP508-OB-DE**



## Atelles des membres supérieurs


Flexion de la base: courbe pour la force



Pouce




Doigts et extrémités des doigts



Poignet double




Volar/poignet




## Attelle des membres inférieurs

Articulation du pied



Articulation du pied double



Genou



Jambe



# SAM<sup>®</sup> SPLINT



### Minerve Select

Minerve d'immobilisation variable

Système de verrouillage assurant le maintien en place de la taille sélectionnée

La grande ouverture trachéale permet un accès facile pour libérer les voies respiratoires

#### Variantes:

- Pedi Select, pour enfants  
**Réf. 5040680PD**
- Stifneck Select, pour adultes  
**Réf. 5040677AD**



### Minerve réglable/roulé Necklite

Pliable ou enroulable pour un gain de place

Grâce à ailettes malléables sous le menton, s'adapte avec précision aux contours du patient

Une fois posée, sa tenue sécurisée est assurée

Maintien à l'aide d'une bande velcro

- Dimensions ouvert: env. 18 x 55 cm
  - Poids: env. 105 g
- Réf. NECKLITE**



### Spine-Board BaXstrap

Planche de sauvetage stable et légère

Selon EN1865

Idéal pour le sauvetage aquatique

Doté de poignées extra-larges (14 pces.) qui augmentent le confort, même en cas de port de gants

La coque homogène facilite son utilisation et se nettoie facilement

- Matériau: fibre de carbone
- Dimensions: env. 40.6 x 182.9 x 6.3 cm
- Poids: env. 8.6 kg
- Charge env. 110 kg (reste complètement rigide)

**Réf. LA982500**



### Fixation de tête SpeedBlocks BaXstrap

Fixation de la tête stable et réutilisable

Convient aux patients à partir de 2 ans

Le mécanisme de verrouillage fiable avec dispositif de libération rapide garantit une utilisation sûre

Nettoyage facile

**Réf. LA983090**



### Système de sangles araignée Rock Straps


Pour immobiliser les patients sur des planches de sauvetages

Système très résistant et robuste

Fermetures à sangle pour accélérer les opérations de sauvetage

Bandes transversales coulissantes pour une plus grande polyvalence

- Matériau: polypropylène/nylon
  - Longueur du ruban central: env. 123 cm
  - Longueur: env. 72-135 cm
  - Nombre de bandes: 10 pces.
- Réf. LAST02035**



## Sauvetage

### Couverture de sauvetage, or/argent

Indispensable dans chaque apothèque et poche de premier secours

La folie en polyester affichée en aluminium empêche le refroidissement et l'hyperthermie

Aussi utilisable comme protection de chaleur

- Dimensions: env. 160 x 210 cm

Réf. HD01-GS1

Produit  
★ top ★



### Sac à lancer Weasel

Sac de lancer polyvalent en matériau maniable

Très petit, léger, pratique et d'un prix avantageux

Trouve sa place même dans le plus petit bateau ou se porte à la ceinture grâce à son système de passants

Forme conique avec grande ouverture donc facile à remplir et lancement précis

- Longueur de corde: env. 18 m
- Hauteur: env. 32 cm
- Poids: env. 510 g
- Couleurs: rouge/jaune ou noir/jaune

Réf. 3210



### Sac à lancer Compact Classic

Le sac à lancer standard avec une ouverture de remplissage étendue et en matériau antidérapant

Peut être jeté loin et son remplissage est rapide

Les boucles du système cousues lui permettent d'être porté à la ceinture

- Longueur de corde: env. 20 m
- Hauteur: env. 42 cm
- Poids: env. 780 g

Réf. 3207



### Bouée de secours Rescue Can

Léger et incassable en une seule pièce

Avec corde de sauvetage (env. 186 cm) et sangle d'épaule

- Matériau: polyéthylène

Réf. 6400300



### Brancard DIN13024

Châssis en aluminium léger avec 4 pieds coulissants

Poche d'oreiller intégrée

Joints en acier verrouillables pour pliage

2 sangles réglables avec fermeture rapide

Couvercle en plastique gris, hydrofuge et désinfectable

- Dimensions brancard ouvert: env. 230 x 56 x 14 cm
- Poids: env. 9 kg

#### Variantes:

- 1 x plié 1 fois, réf. 210091
- 2 x plié 2 fois, réf. 3272



### Drap de transfert GERUT

Avec 12 ouvertures de poignée

Selon ISO 9001:2000


Support robuste, sûr et fiable

Usage multiple

Elimination respectueuse de l'environnement

- Couleurs: blanc ou olive
- Dimensions: env. 76 x 185 cm
- Poids: env. 460 g
- Charge maximale: env. 110 kg

Réf. 801010003





### Signalisation «Extincteur»

Photoluminescent

- Dimensions: 20 x 20 cm

#### Variantes:

- Matériau: film adhésif, réf. EF001CFL
- Matériau: plastique, réf. EF001CPL
- Matériau: aluminium, réf. EF001CAL



### Signalisation «Place de regroupement»

Photoluminescent

- Dimensions: 30 x 30 cm

#### Variantes:

- Matériau: plastique, réf. EE007ZPL
- Matériau: aluminium, réf. EE007ZAL



### Drapeau «Place de regroupement»

Incl. pied en croix et sac de transport

- Matériau structure: aluminium
- Matériau drapeau: polyester
- Dimensions du drapeau: env. 90 x 280 cm
- Hauteur: env. 3.2 m

Réf. FLAG-72663575

**! Nouveau !**



### Couverture à usage unique RTB

Agréable pour le corps et doux

Ourlet sur tout le pourtour, traitement propre et stable

Elimination facile

Respirant, hygiénique et antistatique

Emballage compact

- Matériau: non tissé
- Dimensions: env. 110 x 190 cm

#### Variantes:

- RTB 300: poids: env. 300 g (été)  
Réf. RTB300
- RTB 500: poids: env. 500 g (universel)  
Réf. RTB500
- RTB 600: poids: env. 600 g (hiver)  
Réf. RTB600



### Défibrillateur Zoll AED 3™

LCD haute résolution avec écran tactile capacitif

Support linguistique

Bouton mode enfant

Incl. électrodes pour adultes et enfants, piles et kit d'urgence

Langues: DE, FR, IT, EN

Garantie: 5 ans

- Emission d'énergie adultes: 120-150-200 joules
  - Emission d'énergie enfants: 50-75-85 joules
  - Dimensions: env. 12.7 x 23.6 x 24.7 cm
  - Poids: env. 2.5 kg
- Réf. 8501-001201**



### Défibrillateur Defibtech Lifeline VIEW

Avec écran vidéo interactif en couleur, qui guide le secouriste pas à pas, en 2 langues, à travers les mesures de premiers secours

Incl. électrodes pour adultes, piles, guide et kit d'urgence

Langues: DE/FR, DE/EN, FR/DE, FR/EN, EN/DE

Garantie: 8 ans

En option: électrodes pour enfants

- Emission d'énergie adultes: 150 joules
  - Emission d'énergie enfants: 50 joules
  - Dimensions: env. 18.5 x 24 x 5.8 cm
  - Poids: env. 1.4 kg
- Réf. DCF-E2310**



### Défibrillateur Defibtech Lifeline AED

Conception intelligente ergonomique – n'a que 2 boutons: un bouton vert pour la mise sous tension et un bouton rouge pour l'administration de chocs

Incl. électrodes pour adultes, piles et guide

Langues: DE, FR, IT

Garantie: 8 ans

En option: électrodes pour enfants

- Emission d'énergie adultes: 150 joules
  - Emission d'énergie enfants: 50 joules
  - Dimensions: env. 7 x 22 x 30 cm
  - Poids: env. 2 kg
- Réf. DCF-E110SG**



### Défibrillateur Lifepak CR2

Utilise des graphiques simples, des instructions audibles et des fonctions automatisées

Bouton mode enfant

Incl. électrodes pour adultes et enfants, piles, guide

Langues: DE, FR, IT

Garantie: 8 ans

- Emission d'énergie adultes: 200-300-360 joules
  - Emission d'énergie enfants: 35-50-75-90 joules
  - Dimensions: env. 9.7 x 22.6 x 27.4 cm
  - Poids: env. 2 kg
- Réf. 3210358**



### Boîte murale d'intérieur ARKY

Boîte murale avec alarme sonore

Adapté aux défibrillateurs de toute marque

Poignée en aluminium

- Matériau: métal
  - Dimensions: env. 38 x 38 x 20 cm
- Réf. 251**

**En option:**

- Boîte murale extérieure ARKY
- Réf. 182**



### Signalisation «Défibrillateur»

Photoluminescent

**Variantes:**

- Dim.: 7.5 x 7.5 cm, matériau: film adhésif  
**Réf. EE075FFL**
- Dim.: 15 x 15 cm, matériau: film adhésif  
**Réf. EE26FFL**
- Dim.: 20 x 20 cm, différentes variantes  
**Réf. EE26CFL**



## Masque de poche

Masque de réanimation de poche – modèle simple

Avec valve unidirectionnelle et raccord d'oxygène pour la ventilation bouche-masque

Etendue de la livraison: 1 x masque de poche dans une boîte en plastique, 1 paire de gants nitrile et 1 x mode d'emploi détaillé en français et allemand

• Couleur: blanc

Réf. A1053-3100115



## Masque de poche Laerdal

Pour la ventilation «bouche-à-masque» des adultes, enfants ou nourrissons

Protection optimale grâce à la valve à usage unique et au filtre

Contenu de la livraison: masque avec valve à usage unique, filtre, 1 paire gants à usage unique, chiffon et boîte à coque rigide jaune

Réf. LA8200110



## Bouteille à usage unique O-PUR

Avec l'oxygène médical

Convient également à l'utilisation par des non professionnels

Comprend une soupape de pression réglable avec ma. 4 l/min., masque à oxygène avec bande de maintien et tubulure flexible

**Variantes:**

- Contenu: 66 l, réf. 110660
- Contenu: 100 l, réf. 110100



## Insufflateurs manuels à usage unique

Ballon avec valve de surpression (40 cm H2O)

Incl. tuyau et réservoir O2

**Variantes:**

- Nourrissons, 280 ml, taille 1, réf. 7150000
- Enfants, 550 ml, tailles 1 + 3, réf. 7154000
- Adultes, 1 l, taille 4, réf. 7153000
- Adultes, 1.5 l, taille 5, réf. 7152000



## Filtre à usage unique CareStar 35 Plus pour ballon de ventilation

Filtre électrostatique à usage unique pour adultes

Lie 99.99% des bactéries et des virus dans les 2 sens

Le boîtier transparent permet un contrôle visuel

Convient à tous les ballons de ventilation grâce à la connexion standardisée

- Durée d'utilisation max.: 24 h
- Espace mort: 35 ml
- Volume courant recommandé: 300–1500 ml

Réf. MP05755



## Tuyau de raccordement à oxygène à usage unique

Sans latex

• Longueur: env. 2.1 m

Réf. MP01927



## Détendeur

1-15 l/Min.

Raccord pour tubulure: 6 mm

Raccord G3/4" retrait manuel

Douille de raccordement incl.

Rondelles blanches

**Variantes:**

- Manomètre couché à plat  
Réf. GM6000-00003020
- Manomètre couché  
Réf. GM6000-00003000
- Manomètre vertical  
Réf. GM6000-00003040



### Trousse de premiers secours «Piscines/spa»

Selon DIN13157 avec extension spécifique à la branche

Spécialement pour les secteurs dangereux dans les piscines intérieure et extérieure ainsi que des espaces bien-être et spa

Support mural avec dispositif d'ouverture à 90°

- Matériau: plastique ABS
  - Dimensions: env. 44.5 x 15 x 32 cm
  - Poids: env. 6.4 kg
- Réf. 220978**



### Sac à dos premiers secours «Piscines»

Sac à dos et trolley d'urgence grand et rempli

Spécialement pour les secteurs dangereux dans les piscines intérieure et extérieure ainsi que des espaces bien-être et spa

Grand compartiment principal avec support pour bouteille d'oxygène et espace pour ranger les sacs/masques de réanimation

Système de portage sur sac à dos intégré et escamotable avec ceinture ventrale

- Matériau: polyester
  - Couleur: rouge
  - Dimensions: env. 31 x 35 x 61 cm
- Réf. RS-255157-TIN**

#### En option:

- Avec bouteille d'oxygène
- Réf. RS-255157-TIN02**



### Trousse de premiers secours «Structures sportives»

Selon DIN13157 avec extension spécifique à la branche

Spécialement pour places de sport d'intérieur ou d'extérieur

Attention: les places de sport doivent être équipées de matériel de premiers secours aussi pour spectateurs, etc.

Contenu protégé de la poussière et des projections d'eau

- Matériau: plastique ABS
  - Dimensions: env. 44.5 x 15 x 32 cm
  - Poids: env. 6.6 kg
- Réf. 220975**



### Poche sanitaire WERO

Poche sanitaire universel

Rempli selon DIN13157 étendu

Poches en filet à l'intérieur, 2 ailes latérales et poche frontale

Avec poignée et bandoulière rembourrée

- Matériau: tissu polyamide
  - Couleur: rouge
  - Dimensions: env. 30 x 20 x 8 cm
- Réf. 206530**



### Poche de ceinture premiers secours HIPSTER, vide

Poche de ceinture intelligente et compacte

Se porte individuellement aux hanches ou bien à l'épaule, de cette manière elle s'adapte à chaque situation et environnement

Ceinture pour la taille et les épaules amovible et escamotable

- Matériau: polyester
  - Couleurs: rouge, bleu ou jaune
  - Dimensions: env. 34 x 16 x 12.5 cm
  - Volume: env. 5.4 l
- Réf. EM13**



### Armoire à pharmacie métal n° 805

Armoire à pharmacie remplie avec 3 tablettes intermédiaires et 3 compartiments à portes

Avec bords arrondis

Verrouillable avec clé

Incl. signalisation «Premiers Secours», photoluminescent, film adhésif, 8 x 8 cm

- Matériau: métal
  - Couleur: blanc
  - Dimensions: env. 58 x 40 x 20 cm
- Réf. CAV805/F**





### Pharmacie de premiers secours RobiCase First Aid Silver

Avec remplissage de base

Grâce au compartiment amovible, le contenu est clairement trié et rangé

Antichoc et avec classe de protection IP65

Avec couvercle transparent

Marqué avec des panneaux de premiers secours photoluminescents et les numéros d'urgence les plus importants

Peut être étendu avec différents éléments de la famille RobiCase

Le contenu est livré séparément

- Matériau: polymère
- Dimensions: env. 25 x 38 x 12 cm
- Réf. 4932464083-FAS**

#### En option:

- Pharmacie First Aid Silver, vide **Réf. 4932464083-FAS-L**
- Mounting Plate, réf. 4932471638
- Padlock, réf. 22/30-ROT-SB



### Coffret de premiers secours RobiCase First Aid Gold

Avec remplissage

Le contenu est clairement trié et rangé grâce à des compartiments amovibles et diverses divisions intérieures

Antichoc et avec classe de protection IP65

Avec couvercle transparent

Marqué avec des panneaux de premiers secours photoluminescents et les numéros d'urgence les plus importants

Peut être étendu avec différents éléments de la famille RobiCase

Le contenu est livré séparément

- Matériau: polymère
- Dimensions: env. 50 x 38 x 12 cm
- Réf. 4932464082-FAG**

#### En option:

- Coffret First Aid Gold, vide **Réf. 4932464082-FAG-L**
- Padlock, réf. 22/30-ROT-SB



### Set promotionnel RobiCase, vide

Set de valise 3 en 1

Avec des boîtes supplémentaires pour le rangement soigné des petites pièces

Construction résistante aux chocs

Coins renforcés en métal

Point de verrouillage renforcé en métal

Protégé de la poussière, de l'eau et de la saleté

Contenu de Set: 1 x trolley, 1 x organizer taille L, 1 x organizer taille XL

- Classe de protection: IP65
- Matériau: polymère
- Réf. 4932464244**

#### En option:

- Foam Insert Trolley, réf. 4932471927
- Padlock, réf. 22/30-ROT-SB



### Glacière RobiCase

Boîte isotherme résistante aux chocs

Double isolation premium pour garder les aliments froids jusqu'à 30 h

Décapsuleur intégré

Plateau amovible

Protégé de la saleté et de l'eau

Anti-fuite

- Classe de protection: IP65
- Matériau: polymère
- Dimensions: env. 41.1 x 25.4 x 33 cm
- Volume: env. 15 l
- Réf. 4932471722**



### Penlight avec LED

Lampe de diagnostic avec interrupteur pour circuit intermittent et continu

La LED économise environ 95% des frais de piles par rapport à une ampoule

Haute résistance à la rupture et aux chocs

2 piles incl. (AAA 1.5 V)

Disponible en différentes couleurs

- Matériau: aluminium anodisé
- Durée de service: env. 100'000 h
- Durée d'éclairage: env. 100 h avec 2 piles

**Réf. 200201**



### Oxymètre de pouls pour le doigt Standard

Oxymètre de pouls pour le doigt moderne et compact

Idéal pour les amateurs grâce à un fonctionnement simple

Mesure rapide – confortablement directement sur le doigt

Les chiffres sur l'écran peuvent être agrandis pour une meilleure lisibilité

- Dimensions: env. 57 x 33 x 32 mm

**Réf. CMS50D**



### Tensiomètre au bras Beurer BM58

Mesure entièrement automatique de la tension artérielle et du pouls

Avec écran XL éclairé et boutons tactiles sensoriels

Grâce à l'interface PC et au câble USB, le transfert des valeurs mesurées vers le PC se fait en toute simplicité

2 x 60 emplacements de mémoire

En option: brassard XL, 30–42 cm et adaptateur

**Réf. 655.16**



### Set glucomètre Accu-Chek Guide

Éjection hygiénique des bandelettes de test par simple pression sur un bouton

Taille de l'échantillon: 0.6 µl

Résultat de mesure rapide

Surface d'application du sang éclairée

L'ensemble comprend: 1 x glucomètre; 1 x bandelettes de test, 10 pces.; 1 x autopiqueurs stérile et à usage unique, 10 pces.

- Dimensions: env. 80 x 47 x 20 mm
- Poids: env. 40 g (incl. piles)

**Réf. 7400918016/SET**



### Thermomètre multifonction Beurer FT65

Thermomètre médical 6-en-1

Mesure quasi-instantanée au niveau du front, de l'oreille et pour la température superficielle

Alarme de fièvre avec indicateur LED rouge

Incl. piles

**Réf. 795.14**



### Thermomètre sans contact Microlife NC200

Technologie 3-en-1: température corporelle, ambiante et de l'eau

Facilite la mesure de la température sans contact grâce à l'auto-mesure, l'aide au positionnement et la technique Single Spot

Avec technologie infrarouge éprouvée

Mesure automatique en 3 secondes avec contrôle de distance

**Réf. 114942**





### Table de massage et d'examen modèle 200

Table de massage et d'examen

Éléments pour la tête et les pieds positivement ajustables à l'aide d'un cran

Pieds repliés pendant le transport

Le cadre et les pieds sont peints par poudrage

- Hauteur de la surface de couchage: 68 cm
- Épaisseur du capitonnage: 9 cm
- Dimensions: env. 190 x 70 x 68 cm
- Capacité de charge: env. 200 kg

**Réf. 300050**



### Set de lit à usage unique

Grâce à son emballage sous vide, vous économisez jusqu'à 60% de place de stockage pour ce lot en comparaison à un lot ordinaire

Contenu: 1 x oreiller, dimensions: env. 40 x 40 cm; 1 x drap, dimensions: env. 100 x 210 cm; 1 x couverture, dimensions: env. 190 x 110 cm

- Couleur: bleu

**Réf. RTKS**



### Couverture médicale

Couverture médicale env. 520 g/m<sup>2</sup>

Enchaîné tout autour

- Matériau: 50% laine, 50% PE
- Dimensions: env. 150 x 200 cm

**Réf. 98110**



### Poubelle à pédale «Solid»

Avec seau intérieur en plastique

Seau et couvercle en tôle d'acier

Le couvercle se ferme silencieusement et fermement

- Matériau: acier inoxydable
- Dimensions: env. Ø 28 x H 36 cm
- Contenu: env. 12 l

**Réf. 133719**



### Signalisation «Infirmierie»

Photoluminescente

Seulement disponible en allemand

- Matériau: film adhésif
- Dimensions: env. 20 x 30 cm

**Réf. E200X300FL**



### Signalisation «Premiers Secours»

Photoluminescente

**Variantes:**

- Dim.: 10 x 10 cm, matériau: film adhésif  
**Réf. EE003HFL**
- Dim.: 15 x 15 cm, matériau: film adhésif  
**Réf. EE25FFL**
- Dim.: 20 x 20 cm, différentes variantes  
**Réf. EE25CPL**



### Gants à usage unique nitrile

Gants à usage unique non poudrés avec bordure roulante  
Modèle grande valeur et résistant à la déchirure  
Partie extérieure complètement texturée pour garantir l'antidéchirure  
De plus grandes quantités sur demande

- Matériau: nitrile
  - Couleur: bleu
  - Tailles: S, M, L, XL
  - UV: 100 pces.
- Réf. RTBH**



### Support mural pour boîtes de gants

Pour un montage vertical ou horizontal

- Matériau: acrylique
  - Couleur: transparent
  - Résistance du matériau: 3 mm
  - Dimensions: env. 25 x 10 x 14 cm
- Réf. 4060**



## Désinfection des mains

### Désinfectant pour les mains decosept®

Préparation alcoolisée avec des composants de soins de la peau intégrés  
Action immédiate excellente  
Compatibilité cutanée et hydratation particulièrement bonnes  
Avec un parfum et un colorant subtils  
HA: sans colorants ni parfums – particulièrement adapté aux utilisateurs à la peau sensible

#### Variantes:

- Contenu: 500 ml, **réf. 510915.00-E05A**
- Contenu: 5 l, **réf. 510915.00-K05A**
- Contenu HA: 500 ml, **réf. 511005.00-E05A**
- Contenu HA: 5 l, **réf. 511000.00-K05A**



### Distributeur universel avec système de bras levier

Plaque de fermeture verrouillable  
Pompe interchangeable  
Réglage flexible du débit et des doses  
Pour toutes les bouteilles classiques de 500 ml et 1 l  
Avec support mural  
Incl. bouteille de 1 l fournie, vide et adaptateur pour bouteille de 500 ml

- Matériau: ABS
  - Dimensions: env. 35 x 10.5 x 22.2 cm
- Réf. J21500**



## Désinfection des surfaces

### Lingette désinfectante et nettoyage DesiTop

Convient pour la désinfection hygiénique des mains et pour la désinfection partielle des surfaces  
Éliminent les bactéries à multiplication végétative y compris les microbactéries, les champignons et les spores fongiques  
Délai d'action: 30 secondes  
Imprégné d'isopropanol 70% vol.

- Dimensions sachet: env. 6 x 8 cm
  - Dimensions drap: env. 15.4 x 20 cm
- Réf. 19001**



### Désinfectant de surface deconex® SOLARSEPT

Désinfectant alcoolique par essuyage à effet rapide prêt à l'emploi  
Pour la désinfection par essuyage ou pulvérisation de petites surfaces et d'appareils médicaux  
Le temps d'action et de séchage requis doit être court  
Large spectre d'action  
Odeur fraîche et agréable

#### Variantes:

- Contenu: 500 ml, **réf. 513200.00.S054**
- Contenu: 5 l, **réf. 513200.00-K05A**

#### En option:

- Tête de pulvérisation pour 500 ml
- Réf. 8059**



**Désinfectant des surfaces BLI-DES®**

Pour toutes les surfaces et objets

Exempt d'alcools, de phénols, d'aldéhydes et de composés d'ammonium quaternaire

Bonne tolérance cutanée (testé dermatologiquement)

Sûr en vertu de la législation alimentaire

**Variantes:**

- Contenu: 500 ml, **réf. 105610**
- Contenu: 5 l, **réf. 105600**

**Désinfectant pour siège de toilette Rubbermaid Take A Seat**

Distributeur à système de pompage fermé

Garantit un dosage correct du liquide

Cadenassable

Vide

- Matériau: plastique TC
  - Couleur: blanc
  - Contenu: 400 ml
- Réf. 360241**

**Recharge Rubbermaid Take A Seat**

Système de nettoyage pour siège de WC, facile à utiliser

L'utilisateur des toilettes a la possibilité d'utiliser un siège de WC propre et désinfecté

Sèche vite, il est économique et dépose une odeur agréable

Biodégradable à 99%

- Contenu: 400 ml
  - UV: 12 pces.
- Réf. 360251**

**Protection de la peau****Lotion de protection de la peau Aktivin® BeeProtect PUR**

Lotion de protection non grasse avec cire d'abeille naturelle et extrait de géranium

Protège la peau, les mains et le visage

Avec extrait végétal naturel, sans parfum

Absorbe rapidement dans la peau, n'interfère pas avec la sensation du toucher

**Variantes:**

- Contenu: 50 ml, **réf. 20745050**
- Contenu: 1 l, **réf. 20743210**

**Lotion de soin de la peau Aktivin® HappyHands**

Idéal pour le soin des peaux sensibles et stressées

Sans être gras et rapidement absorbé

Favorise la régénération de la peau

Protège contre le vieillissement cutané

Rend la peau douce et souple à nouveau

**Variantes:**

- Contenu: 50 ml, **réf. 20743450**
- Contenu: 1 l, **réf. 20742518**

**Crème soins de la peau Aktivin® ImkaSoft**

Crème de soin riche au miel

Pour les mains et les pieds

Excellent effet de soin

Favorise la rétention d'humidité de la peau

**Variantes:**

- Contenu: 50 ml, **réf. 20742560**
- Contenu: 100 ml, **réf. 20742562**



## Bouteille de rinçage oculaire NaCl

Remplie avec une solution de chlorure de sodium (NaCl) stérile à 0.9%

Pour éliminer les corps étrangers présents dans les yeux comme, par exemple des éclats de bois et de métal, de la poussière ou de la saleté

### Variantes:

- Contenu: 250 ml, **réf. 999.931.02500**
- Contenu: 500 ml, **réf. 999.931.00001**



## Station de lavage oculaire avec 2 bouteilles 500 ml

Station facile d'utilisation avec couvercle transparent

Avec 2 bouteilles de solution de chlorure de sodium (NaCl) stérile de 500 ml à 0.9%

Avec panneau de pictogrammes et miroir pour un maniement simple

Incl. matériel de montage

• Dimensions: env. 10 x 35 x 27 cm

**Réf. 999.931.00003**



## Station lav'œil ProTect, vide

Sans fenêtre de visualisation

Pour 2 flacons lav'œil à 1 l

Incl. signalisation

• Matériau: tôle d'acier

• Couleur: blanc

• Dimensions: env. 35.5 x 26.5 x 10.5 cm

**Réf. 380032**



## Signalisation «Lav'œil»

Photoluminescent

### Variantes:

• Dim.: 15 x 15 cm, matériau: film adhésif


**Réf. E30FL15**

• Dim.: 20 x 20 cm, différentes variantes

**Réf. E/E/30/C**



## Comment choisir le bon lav'œil



 = Convient pour les yeux |  = Convient pour la peau



### Aérosol Diphotérine®

Spray cutané d'urgence pour prévenir ou arrêter les brûlures chimiques et les irritations

Le lavage d'urgence Diphotérine® stoppe l'action des substances dangereuses agressives et réduit ou prévient ainsi les brûlures et les irritations après contact avec des: acides, bases, solvants, agents oxydants, agents réducteurs et agents de chélation

Champ d'application: peau

#### Variantes:

- Micro, contenu: 100 ml, **réf. MICRO**
- Mini, contenu: 200 ml, **réf. MINI**



### Station murale Diphotérine®

Pour un rangement facile des produits d'urgence

Le couvercle transparent protège le contenu de la station de rinçage de la contamination et facilite le contrôle permanent de son intégralité et de son fonctionnement

Conçu pour être fixé au mur

Remplissage de base: 2 x lav'œil Diphotérine® 500 ml, 1 x rinçage oculaire Afterwash® 200 ml, 1 x aérosol cutané Diphotérine® MINI 200 ml

- Matériau: polypropylène
- Couleur: orange

#### Variantes:

- Vide, **réf. LMPE.VD**
- Remplissage de base, **réf. LMPE.DAS**
- Remplissage de base, avec Trivorex®, **réf. LMPE.DAS.TXP**



### Trivorex®

Absorbant neutralisant pour produits chimiques

Contre tout type d'épandage accidentiel de produits chimiques liquides (acides, bases, oxydants, réducteurs, huiles, hydrocarbures etc.)

Son mode de fonctionnement: une double action, à la fois sur l'absorption et sur la neutralisation des produits chimiques

Manipulation sans danger lors de la décontamination, tant pour l'utilisateur que pour l'environnement

#### Variantes:

- Sapoudreuse, 700 g, **réf. SUP.TX**
- Seau, 10 kg, **réf. SAU.TX**
- Sac, 20 kg, **réf. SAC.TX**



### Polycaptor®

Idéales pour lier toute sorte de fuite de substances (solutions aqueuses, huiles, huiles minérales...)

Ne laisse pas de film glissant

On a besoin de moins d'absorbant qu'avec d'autres produits – coûts plus faibles!

#### Variantes:

- Seau, 4 kg, **réf. SAU.PC**
- Sac, 10 kg, **réf. SAC.PC**



### Gants de protection chimique EKASTU M3-PLUS

Résistants à beaucoup de produits chimiques telles comme des huiles et des graisses, des solvants et des carburants, quand même à la contamination bactériologique

Forme anatomique avec bonne sensibilité tactile

Catégorie 3

Résistance à l'abrasion max. selon DIN/EN388

- Matériau: caoutchouc nitrile-perbunan (NBR)
  - Couleur: vert
  - Longueur: env. 31 cm
  - Tailles: 7-7.5 jusqu'à 10-10.5
  - UV: 1 paire
- Réf. 481120**



### Gants de protection chimique EKASTU M2-PLUS

Universellement applicable

Résistants à beaucoup de produits chimiques telles comme des acides, des lessives, des huiles organiques et des graisses, quand même à la contamination bactériologique

Forme anatomique avec bonne sensibilité tactile

Catégorie 3

- Matériau: polychloroprène
  - Couleur: bleu nocturne
  - Longueur: env. 31 cm
  - Tailles: 7-7.5 jusqu'à 10-10.5
  - UV: 1 paire
- Réf. 481110**




### Porte-gant CLIP

Tous les types de gants de protection sont solidement fixés aux vêtements de protection et immédiatement accessibles

Gants détachables en un seul geste

- Matériau: polyoxyméthylène (POM)
  - Couleurs: rouge, jaune ou noir
  - Dimensions: env. 14 x 2.5 cm
- Réf. 2951-9000**



### Masque à usage unique pliant FFP2 selon EN149

Emballé dans un sac refermable

- UV: 10 pces.
- Réf. 50705**



### Etui MEDIC

Large et confortable vous permet d'avoir avec vous tout le nécessaire pendant une intervention

5 compartiments supplémentaires, en 3 couches

Gants rangés correctement et prudemment

Pochette transparente avec un rabat en velcro permet d'avoir la radio à vue

- Matériau: polyester
  - Dimensions: env. 19 x 14.5 x 5 cm
- Réf. 2951-9000**



### E-Holster

Equipé d'un passant de ceinture d'env. 5.5 cm

5 compartiments, avec poches appliquées pour gants ou bandages tubulaires et pour lampe à pupille

Disponible vide ou rempli complet

Remplissage: 1 x ciseaux à secours, 1 x pincette anatomique, 1 x pince de Kocher, 1 x lampe à pupille et 1 x bandage tubulaire

- Matériau: tissu
- Dimensions: env. 14 x 3 x 19 cm
- Couleurs: bleu ou rouge

#### Variantes:

- Vide, réf. BOR84062
- Rempli, réf. BOR84065



### Gilet de sécurité selon EN471

Gilet de sécurité avec bandes réfléchissantes

Taille universelle

- Matériau: tissu polyester

#### Variantes:

- Jaune, réf. TI471/G
- Orange, réf. TI471/O



### Lunettes de protection uvex x-one

Légère avec une protection latérale parfaite

Idéal pour les travaux occasionnels avec des risques mécaniques

Résistant aux rayures et aux produits chimiques sur les 2 faces

Selon EN166 et EN170

- Matériau oculaires: plastique PC
  - Couleur oculaires: incolore
  - Couleur du cadre: bleu
  - Léger: env. 28 g
- Réf. 9170060**



### Sur-lunettes Dräger X-pect 8120

Le polyvalent: ces sur-lunettes sont très solide et s'adapte à chaque visage, avec ou sans lunettes de vue

Large champ de vision et traitement anti-rayures

Branches de lunettes réglables en longueur et en angle

Une protection complète et fiable

Selon EN166

- Matériau lentille: PC
  - Matériau cadre: nylon
  - Couleur: transparent
- Réf. R58248**



### Outil multi-fonction Leatherman RAPTOR

Dispose des outils et des fonctions nécessaires

La fonction principale est le pliage des ciseaux médicaux

Autres fonctions coupe-bande, brise-verre en métal dur, règle (5 cm), clé pour réservoirs d'oxygène (norme US), couteau annulaire

Replié dans l'étui pratique (incl.), adapté aux dimensions habituelles des ceintures

- Matériau: acier 420 lames
  - Longueur de la lame: env. 4.8 cm
  - Longueur pliée: env. 12.7 cm
  - Poids: env. 164 g
- Réf. 127398**



### Lampe bâton RAZOR 3AA LED

Lampe bâton maniable avec cône lumineux jaune vulcanisé

Longue durée d'éclairage grâce à la LED

Très résistant aux chocs

Incl. piles

- Longueur du cône: env. 15 cm
  - Longueur totale: env. 35 cm
  - Couleur: jaune
- Réf. 9850-Y**



### Casquette de refroidissement

Avec panneaux de refroidissement en hydrogel scellés

Assurent un refroidissement optimal de la tête

Léger, résistant et facile à activer

Une sangle réglable sur le côté arrière permet un ajustement parfait

Méthode de refroidissement: évaporation

Durée de refroidissement prolongée: jusqu'à 48 h

- Matériau: polyester

#### Variantes:

- Taille 1 = XS-S-M, circonférence de la tête: env. 52-56 cm, **réf. 20HGCap-IB-B-1**
- Taille 2 = L-XL-2XL, circonférence de la tête: env. 58-62 cm, **réf. 20HGCap-IB-B-2**

**! Nouveau !**



### Gilet de refroidissement hydrogel

Idéal pour une utilisation à des températures extérieures élevées

Refroidit pendant env. 72 h (refroidissement par évaporation)

Peut également être utilisé comme gilet de glace pendant env. 2 h (peut être porté sous les vêtements de travail)

Fermeture à glissière en spirale sur le devant

Chambres de refroidissement hydrogel scellées à l'avant et à l'arrière

Bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière

Bords polyester sur: emmanchures, coutures, col, panneaux latéraux élastiques

- Matériau: tissu polyester

#### Variantes:

- Taille 1 = S-M, tour de poitrine: env. 88-100 cm, **réf. 20HG12-IB-G-1S-M**
- Taille 2 = L-XL, tour de poitrine: env. 100-112 cm, **réf. 20HG12-IB-G-2L-XL**
- Taille 3 = 2XL-3XL, tour de poitrine: env. 112-124 cm, **réf. 20HG12-IB-G-32XL-3XL**
- Taille 4 = 4XL-5XL, tour de poitrine: env. 124-136 cm, **réf. 20HG12-IB-G-44XL-5XL**

**! Nouveau !**



Nous proposons diverses formations dans le domaine des premiers secours. Qu'il s'agisse de blessures mineures, de contamination par des produits chimiques ou de mesures pour sauver des vies, nous vous conseillons, vous et votre équipe. Contactez-nous pour obtenir des informations détaillées!

### AED/BLS

#### Formations modulaires DAE/BLS

De meilleures chances de survie grâce à la RCP et au DEA  
Afin d'améliorer l'efficacité des DAE et donc les bons résultats de la réanimation, il est impératif que le secouriste effectue une RCP (réanimation cardio-pulmonaire) correcte

Prix sur demande



### Premiers secours

#### Contrôle de base premiers secours

Quels produits de premiers secours doivent être disponibles, où et en quelle quantité, pour répondre aux exigences de l'entreprise?

Un spécialiste de Tinovamed se rend sur place pour discuter de ces points avec vous

Réf. 22747-24325



#### Contrôle de routine premiers secours

Votre équipement de premiers secours est-il complet et prêt à l'emploi?

Notre personnel spécialisé peut vous aider à faire en sorte que votre équipement de premiers secours soit toujours complet et prêt à l'emploi

Réf. 7688463-24325



#### Contrôle du savoir-faire premiers secours

Formation axée sur le produit, réalisée sur place avec le matériel de premiers secours disponible dans l'entreprise

Tous les collaborateurs de l'entreprise ne disposent pas d'une formation adéquate en tant que secouristes ou ne sont pas familiarisés avec le matériel de premiers secours disponible dans les pharmacies et autres points de pansement secours de l'entreprise

Réf. 7763858-24325



### Risques chimiques

#### Analyse des besoins et conseils pour les solutions de décontamination des yeux et de la peau sur le lieu de travail

Vous travaillez avec des produits chimiques corrosifs et irritants (par ex. acides, bases, solvants) et vous êtes coresponsable de la sécurité et des mesures de premiers secours sur le lieu de travail?

Nous parcourons avec vous les zones dangereuses afin de vous conseiller ensuite de manière optimale dans la mise en œuvre de votre concept de premiers secours pour les solutions de rinçage des yeux et de la peau

Réf. TSP/TS



#### Formation de base aux premiers secours après un incident avec des produits chimiques

Avec la solution de Diphotérine® pour la peau et les yeux, vous pouvez réduire ou prévenir les brûlures et les dommages consécutifs aux accidents provoqués par des substances dangereuses

Vous apprenez à utiliser correctement et efficacement

Réf. TSP/DB



**1. Informations importantes:**

Vous pouvez passer vos commandes à l'aide du numéro d'article correspondant dans notre boutique en ligne [www.tinovamed.shop](http://www.tinovamed.shop). Dans notre boutique, vous trouvez les prix en vigueur ainsi que les conditions de livraison et de paiement.

**2. Réserve:**

sous réserve d'erreurs concernant les produits illustrés et les indications textuelles ainsi que de modifications de produits postérieures à la parution du catalogue.

**3. Droit d'auteur:**

La brochure, y compris tous les éléments qui la composent, est protégée par le droit d'auteur. L'utilisation d'éléments visuels et textuels en dehors des limites strictes du droit d'auteur n'est autorisée qu'avec l'accord préalable par écrit de Tinovamed GmbH.



**Tinovamed GmbH**  
Zielmattenring 6  
4563 Gerlafingen

032 566 71 72  
info@tinovamed.ch

