



Das RobiCase-System

Transportieren Sie Ihre Erste-Hilfe-Ausrüstung kompakt und sicher

Benötigen Sie für die Organisation, die Lagerung und den Transport Ihrer Erste-Hilfe-Ausrüstung ein kompaktes, robustes und sogar abschliessbares System? Dann ist unser RobiCase System genau das Richtige für Sie!

RobiCase ist ein organisiertes Aufbewahrungs- und Klicksystem. Mit einer Vielzahl an verschiedenen Boxen können Sie es individuell zusammenstellen und ausbauen. Zudem ist ein Verriegelungssystem im Boden integriert, damit die Elemente sicher miteinander verbunden und als Einheit transportiert werden können. Ein weiterer Pluspunkt des RobiCase-Systems ist seine IP65-Schutzklasse, welche bedeutet, dass der Inhalt in jeder Situation vor Staub, Wasser und Schmutz geschützt ist.

Dieses System ist ein wahrer Alleskönner, damit haben Sie Ihre Erste-Hilfe-Ausrüstung und Ihr ganzes Material jederzeit sicher und schnell dort, wo Sie im Einsatz sind.



First Aid Silver

Mit Basis-Füllung

Inhalt ist dank herausnehmbarem Fach
übersichtlich sortiert und verstaut

Stossfest und mit Schutzklasse IP65

Mit transparentem Deckel

Gekennzeichnet mit langnachleuchtenden
Erste-Hilfe-Zeichen und den wichtigsten
Notrufnummern

Kann mit verschiedenen Elementen der
RobiCase-Familie erweitert werden

Inhalt (wird separat geliefert):

- 2 Paar Einweg-Handschuhe, Gr. L
- 3 x Mullkomresse, steril, 5 x 5 cm, 2 Stk.
- 1 x Mulltupfer, steril, 3 Stk.
- 2 x Komresse, Vlies, steril, 10 x 10 cm
- 8 x Wunreinigungstuch
- 1 x Schere und Pinzette im Etui
- 1 x Universal Kleiderschere
- 1 x Pflastersortiment, 50 Stk.
- 1 x Wundschnellverband, 10 x 6 cm, 10 Stk.
- 3 x Wundverband, Vlies, steril, 7.2 x 5 cm
- 2 x Wundverband, Vlies, steril, 8 x 10 cm
- 2 x Schnellverband, Finger
- 2 x Fingerverband 50 x 4 cm
- 1 x Körperverband 3 m x 8 cm
- 1 x Heft-/Seidenpflaster 5 m x 2.5 cm
- 1 x Selbsthaftende Binde 4.5 m x 5 cm
- 1 x Augenverband, steril
- 1 x Kühlbinde 4 m x 6 cm
- 1 x Einweg Sofort-Kaltkomresse
- 1 x Steriles Hydrogel 50 ml
- 1 x Steriler Hydrrogel-Verband 10 x 10 cm
- 1 x Rettungsdecke 160 x 210 cm
- 1 x Dreiecktuch
- 1 x Leder-Fingerling
- 1 x Einweg-Taschenmaske
- 1 x Hand-Desinfektionsmittel 50 ml
- 1 x Erste-Hilfe-Anleitung, 3-sprachig

- Material: Polymer
 - Masse: ca. 25 x 38 x 12 cm
- CHF 139.90**

Optionen:

- Mounting Plate, **CHF 53.6**
- Padlock, **CHF 12.50**

Behältnis leer:

- First Aid Silver, leer, **CHF 42.90**



First Aid Gold

Mit Füllung

Inhalt ist dank herausnehmbaren Fächern und verschiedenen Innenaufteilungen übersichtlich sortiert und verstaut

Stossfest und mit Schutzklasse IP65

Mit transparentem Deckel

Gekennzeichnet mit Erste-Hilfe-Zeichen und den wichtigsten Notrufnummern

Inhalt (wird separat geliefert):

- 2 Paar Einweg-Handschuhe, Gr. L
- 4 x Mullkomresse, steril, 5 x 5 cm, 2 Stk.
- 2 x Mulltupfer, steril, 3 Stk.
- 5 x Komresse, Vlies, steril, 10 x 10 cm
- 5 x Wunreinigungstuch
- 1 x Wundspray 75 ml
- 1 x Schere und Pinzette im Etui
- 1 x Universal Kleiderschere
- 1 x Pflastersortiment, 50 Stk.
- 1 x Wundschnellverband, 10 x 6 cm, 10 Stk.
- 5 x Wundverband, Vlies, steril, 7.2 x 5 cm
- 5 x Wundverband, Vlies, steril, 8 x 10 cm
- 5 x Schnellverband, Finger
- 5 x Fingerverband 50 x 4 cm
- 2 x Körpverband 3 m x 8 cm
- 1 x Verbandtuch, aluminiumbeschichtet
- 1 x Heft-/Seidenpflaster 5 m x 2.5 cm
- 1 x Selbsthaftende Binde 4.5 m x 5 cm
- 1 x Selbsthaftende Binde 4.5 m x 7.5 cm
- 1 x Universalbinde 5 m x 6 cm
- 1 x Notfall-Wundverband, steril, 5 m x 10 cm
- 1 x Kopfschnellverband, steril
- 2 x Augenverband, steril
- 1 x Kühlbinde 4 m x 6 cm
- 1 x Einweg Sofort-Kaltkomresse
- 1 x Steriles Hydrogel 50 ml
- 1 x Steriler Hydrrogel-Verband 10 x 10 cm
- 1 x Steriler Hydrrogel-Verband 20 x 20 cm
- 1 x Rettungsdecke 160 x 210 cm
- 1 x Dreiecktuch
- 1 x Leder-Fingerling
- 1 x Einweg-Taschenmaske
- 1 x Hand-Desinfektionsmittel 100 ml
- 1 x Erste-Hilfe-Anleitung, 3-sprachig

- Material: Polymer
- Masse: ca. 50 x 38 x 12 cm


CHF 245.–

Optionen:

- Padlock, **CHF 12.50**

Behältnis leer:

- First Aid Gold, leer,
CHF 73.90





Trolley

Trolley-Koffer ideal für den Transport von Arbeitskleidung oder einem Defibrillator

Stossfeste Konstruktion

Verstärkte Kofferecken dank Metallstreben

Ziehgriff mit herausziehbarer Teleskopstange

Mit robusten und grossen (ca. Ø 22.8 cm)

Schwerlasträder

Vor Staub, Wasser und Schmutz geschützt

Leer

- Schutzklasse: IP65
- Material: Polymer
- Masse: ca. 56 x 41 x 48 cm
- Nutzlast: ca. 113 kg

CHF 250.-

Optionen:

- Foam Insert Trolley, **CHF 59.-**
- Padlock, **CHF 12.50**



Promo-Set

Kofferset 3-in-1

Mit zusätzlichen Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen

Stossfeste Konstruktion

Verstärkte Kofferecken dank Metallstreben

Verschlüsse mit Metallschliessen

Vor Staub, Wasser und Schmutz geschützt

Leer

Set-Inhalt:

1 x Trolley

Masse: ca. 56 x 41 x 48 cm,

Nutzlast: ca. 113 kg

1 x Organizer Gr. L

Masse: ca. 56 x 41 x 17 cm,

Nutzlast: ca. 34 kg

1 x Organizer Gr. XL

Masse: ca. 56 x 41 x 29 cm,

Nutzlast: ca. 45 kg

- Schutzklasse: IP65
- Material: Polymer

CHF 417.-

Optionen:

- Foam Insert Trolley, **CHF 59.-**
- Padlock, **CHF 12.50**



First Aid Silver, leer

Stoßfeste Erste-Hilfe-Apotheke

Mit 5 herausnehmbaren, stapelbaren

Boxen, ideal zur Sortierung von Kleinteilen und Zubehör

Transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand

Vor Staub, Wasser und Schmutz geschützt

Leer

- Schutzklasse: IP65
 - Material: Polymer
 - Masse: ca. 25 x 38 x 12 cm
-
- CHF 42.90**

Optionen:

- Mounting Plate, **CHF 53.60**
- Padlock, **CHF 12.50**



First Aid Gold, leer

Stoßfester Erste-Hilfe-Koffer

Mit 10 herausnehmbaren, stapelbaren

Boxen, ideal zur Sortierung von Kleinteilen und Zubehör

Transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand

Vor Staub, Wasser und Schmutz geschützt

Leer

- Schutzklasse: IP65
 - Material: Polymer
 - Masse: ca. 50 x 38 x 12 cm
-
- CHF 73.90**

Option:

- Padlock, **CHF 12.50**



Organizer

Stoßfester Koffer

Mit zusätzlichen Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen

Verstärkte Kofferecken dank Metallstreben

Verschlüsse mit Metallschliessen

Vor Staub, Wasser und Schmutz geschützt

Leer

- Schutzklasse: IP65
- Material: Polymer

Varianten:

- Gr. L
Masse: ca. 56 x 41 x 17 cm,
Nutzlast: ca. 34 kg
CHF 110.-
- Gr. XL
Masse: ca. 56 x 41 x 29 cm,
Nutzlast: ca. 45 kg
CHF 137.-

Optionen:

- Foam Insert Organizer, 2 Stk.,
CHF 25.-
- Padlock, **CHF 12.50**



Storage

Stossfester Koffer mit 2 oder 3 Schubladen

Einfacher Zugriff auf das Material

Sicherheitsstreben verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen während des Transportes und sind mit einem Vorhängeschloss abschliessbar

Mit verstellbaren Trennwänden für eine grösstmögliche, individuelle Anpassung zur besseren Organisation

Verstärkte Kofferecken dank Metallstreben

Bis 11 kg belastbare Kugelführungen

Leer

- Material: Polymer
- Masse: ca. 56 x 41 x 36 cm
- Volumen: ca. 22 l

Varianten:

- Mit 2 Schubladen, **CHF 259.-**
- Mit 3 Schubladen, **CHF 290.-**

Optionen:

- Storage Dividers passend für 2 Schubladen, **CHF 19.50**
- Storage Dividers passend für 3 Schubladen, **CHF 19.50**
- Padlock, **CHF 12.50**



Storage Box

Kompakte und sehr geräumige Arbeitsbox

Stossfeste Konstruktion

Schnell verstellbare Trennwände ermöglichen die Aufbewahrung und Sortierung von Zubehör und Verbrauchsmaterial

Vor Staub, Wasser und Schmutz geschützt

Leer

- Schutzklasse: IP65
 - Material: Polymer
 - Masse: ca. 41.1 x 25.4 x 33 cm
 - Gewicht: ca. 2.5 kg
 - Nutzlast: ca. 34 kg
- CHF 110.-**



Mounting Plate

Stossfeste Montageplatte

Vielzählige Montagemöglichkeiten

- Material: Polymer
 - Masse: ca. 60 x 47 x 3 cm
 - Nutzlast bei Montage auf dem Boden: ca. 45 kg
 - Nutzlast bei Montage an der Wand: ca. 22 kg
- CHF 53.60**





Cool Box

Stossfeste Kühlbox

Hält den vorgekühlten Inhalt dank doppelter

Isolierung bis zu 30 Std. kühl

Integrierter Flaschenöffner

Herausnehmbares Tablett

Vor Schmutz und Wasser geschützt

Auslaufsicher

Leer

- Schutzklasse: IP65
- Material: Polymer
- Masse: ca. 41.1 x 25.4 x 33 cm
- Volumen: ca. 15 l

CHF 159.-



Box open

Sehr geräumige Transportbox

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:

vertikal und horizontal

Ohne Deckel

Leer

- Masse: ca. 45 x 39 x 25 cm
- Nutzlast: ca. 22 kg

CHF 79.-



Wheel Cart

Stoßfeste Multifunktions-Transportkarre

Passt leicht durch Türöffnungen

2 integrierte Befestigungen für zusätzliche Verstaunungsoptionen

Integrierte Halterung für lange Utensilien

Klappbare Bodenplatte für einfache, platzsparende Lagerung

Mit innen liegende Räder (Ø ca. 25 cm)

Gleitkufen ermöglichen einfaches Auf- und Abladen und müheloses Überwinden von Hindernissen

- Material: Polymer
 - Masse: ca. 120 x 51 x 29 cm
 - Nutzlast: ca. 180 kg
- CHF 335.-**



Dolly

Rollbrett mit langlebigen Rollen für leichtes

Bewegen unter hoher Last

Mit Feststellbremse und 2 seitlichen Verriegelungen, um das Rollbrett anzuhalten

- Masse: ca. 61 x 48 x 19 cm
 - Nutzlast: ca. 113 kg
- CHF 153.-**



Foam Insert Trolley

Individuell zuschneidbare Schaumstoffeinlagen zur optimalen und sicheren Aufbewahrung
Passend zum RobiCase Trolley
Langlebige Konstruktion für hohen Schutz der Artikel
Ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt

- Masse: ca. 47 x 38 x 19,5 cm
CHF 59.–



Foam Insert Organizer, 2 Stk.

Individuell zuschneidbare Schaumstoffeinlagen zur optimalen und sicheren Aufbewahrung
Passend für die RobiCase Organizer
Gr. L/XL
Langlebige Konstruktion für hohen Schutz der Artikel
Ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt

- Masse: ca. 48,5 x 9 x 32,5 cm
- VE: 2 Stk.
CHF 25.–



Storage Dividers

Schnell anpassbare Trennwände
Ermöglichen eine individuelle Anpassung für eine optimale Organisation
Passend zum RobiCase Storage mit 2 oder 3 Schubladen

- Varianten:**
- Mit 2 Schubladen, **CHF 19.50**
 - Mit 3 Schubladen, **CHF 19.50**



Padlock

Alu-Zahlenschloss mit 3-stelligem Zahlencode (individuell einstellbar)
Ideal als Zugangssicherung eines Behältnisses vor unbefugtem Zugriff
Bügel aus Stahl
Massives Aluminium mit anodisierter Beschichtung

- Farbe: rot
CHF 12.50





Tinovamed GmbH
Zielmattenring 6
4563 Gerlafingen

032 566 71 72
info@tinovamed.ch


tinovamed.ch

