



Le système RobiCase

Le système RobiCase transporte votre équipement de premiers secours de manière compacte et sûre

Vous avez besoin d'un système compact, robuste et même verrouillable pour l'organisation, le stockage et le transport de votre équipement de premiers secours? Alors notre système RobiCase est exactement ce qu'il vous faut!

RobiCase est un système de rangement et d'encliquetage organisé. Grâce à une multitude de boîtes différentes, vous pouvez composer et développer RobiCase de manière individuelle. De plus, un système de verrouillage est intégré dans le fond afin que les éléments puissent être reliés entre eux en toute sécurité et transportés comme une seule unité. Un autre point fort de notre système RobiCase est sa classe de protection IP65, qui signifie que le contenu est protégé de la poussière, de l'eau et de la saleté dans toutes les situations.

Le système RobiCase est un véritable outil polyvalent qui vous permet de transporter rapidement et en toute sécurité votre équipement de premiers secours et tout votre matériel là où vous êtes en mission.



First Aid Silver

Avec remplissage de base

Grâce au compartiment amovible, le contenu est clairement trié et rangé

Antichoc et avec classe de protection IP65

Avec couvercle transparent

Marqué avec des panneaux de premiers secours photoluminescents et les numéros d'urgence les plus importants

Peut être étendu avec différents éléments de la famille RobiCase

Contenu (est livré séparément):

- 2 paires gants à usage unique, taille L
- 3 x Compresse de gaze, 5 x 5 cm, 2 pces.
- 1 x Tampon de gaze, stérile, 3 pces.
- 2 x Compresse, non tissé, stérile, 10 x 10 cm
- 8 x Serviette de nettoyage pour plaies
- 1 x Ciseaux et brucelles en étui
- 1 x Ciseaux universels
- 1 x Assortiment de pansements, 50 pces.
- 1 x Pansement rapide, 10 x 6 cm, 10 pces.
- 3 x Pansement, non tissé, stérile, 7,2 x 5 cm
- 2 x Pansement, non tissé, stérile, 8 x 10 cm
- 2 x Pansement rapide, doigt
- 2 x Pansement doigt 50 x 4 cm
- 1 x Pansement corps 3 m x 8 cm
- 1 x Sparadrap en rouleau 5 m x 2.5 cm
- 1 x Bande cohésive 4.5 m x 5 cm
- 1 x Pansement pour oeil, stérile
- 1 x Bande rafraîchissante 4 m x 6 cm
- 1 x Compresse froide à usage unique
- 1 x Hydrogel, stérile, 50 ml
- 1 x Pansement hydrogel, 10 x 10 cm
- 1 x Couverture de sauvetage 160 x 210 cm
- 1 x Drap triangulaire
- 1 x Doigtier en peau
- 1 x Masque a poche à usage unique
- 1 x Désinfectant pour mains 50 ml
- 1 x Instructions de premiers secours, 3 langues

- Matériau: polymère
- Dimensions: env. 25 x 38 x 12 cm
- CHF 139.90**

Options:

- Plaque de montage, **CHF 53.60**
- Cadenas, **CHF 12.50**

Conteneur vide:

- First Aid Silver, vide, **CHF 42.90**



First Aid Gold

Avec remplissage

Le contenu est clairement trié et rangé grâce à des compartiments amovibles et diverses divisions intérieures

Antichoc et avec classe de protection IP65

Avec couvercle transparent

Marqué avec des panneaux de premiers secours et les numéros d'urgence

Contenu (est livré séparément):

- 2 paires gants à usage unique, taille L
- 4 x Compresse de gaze, 5 x 5 cm, 2 pces.
- 2 x Tampon de gaze, stérile, 3 pces.
- 5 x Compresse, non tissé, 10 x 10 cm
- 5 x Serviette de nettoyage pour plaies
- 1 x Spray pour plaies 75 ml
- 1 x Ciseaux et brucelles en étui
- 1 x Ciseaux universels
- 1 x Assortiment de pansements, 50 pces.
- 1 x Pansement rapide, 10 x 6 cm, 10 pces.
- 5 x Pansement, non tissé, stérile, 7,2 x 5 cm
- 5 x Pansement, non tissé, stérile, 8 x 10 cm
- 5 x Pansement rapide, doigt
- 5 x Pansement doigt 50 x 4 cm
- 2 x Pansement corps 3 m x 8 cm
- 1 x Drap de pansement alu 40 x 60 cm
- 1 x Sparadrap en rouleau 5 m x 2.5 cm
- 1 x Bande cohésive 4.5 m x 5 cm
- 1 x Bande cohésive 4.5 m x 7.5 cm
- 1 x Bandage universel 5 m x 6 cm
- 1 x Pansement premiers secours, 3 m x 10 cm
- 1 x Bandage de tête rapide, stérile
- 2 x Pansement pour oeil, stérile
- 1 x Bande rafraîchissante 4 m x 6 cm
- 1 x Compresse froide à usage unique
- 1 x Hydrogel, stérile, 50 ml
- 1 x Pansement hydrogel, 10 x 10 cm
- 1 x Pansement hydrogel, 20 x 20 cm
- 1 x Couverture de sauvetage 160 x 210 cm
- 1 x Drap triangulaire
- 1 x Doigtier en peau
- 1 x Masque a poche à usage unique
- 1 x Désinfectant pour mains 100 ml
- 1 x Instructions de premiers secours


- Matériau: polymère
 - Dimensions: env. 50 x 38 x 12 cm
- CHF 245.–**

Option:

- Cadenas, CHF 12.50

Conteneur vide:

- Fist Aid Gold, vide,
- CHF 73.90**





Trolley

Valise trolley idéal pour transporter des vêtements de travail ou un défibrillateur

Construction résistante aux chocs

Coins renforcés en métal

Poignée d'extension de qualité industrielle

Roues (env. Ø 22.8 cm) pour tous les terrains

Joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière

Vide

- Classe de protection: IP65
- Matériau: polymère
- Dimensions: env. 56 x 41 x 48 cm
- Capacité de chargement: env. 113 kg

CHF 250.-

Options:

- Insert en mousse pour Trolley, **CHF 59.-**
- Cadenas, **CHF 12.50**



Set promotionnel

Set de valise de promotion 3 en 1

Avec des boîtes supplémentaires pour le rangement soigné des petites pièces

Construction résistante aux chocs

Point de verrouillage renforcé en métal

Joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière

Vide

Contenu de Set:

1 x Trolley

Dimensions: env. 56 x 41 x 48 cm,
Capacité de chargement: env. 113 kg

1 x Organizer taille L

Dimensions: env. 56 x 41 x 17 cm,
Capacité de chargement: env. 34 kg

1 x Organizer taille XL

Dimensions: env. 56 x 41 x 29 cm,
Capacité de chargement: env. 45 kg

- Classe de protection: IP65
 - Matériau: polymère
- CHF 417.-**

Options:

- Insert en mousse pour Trolley, **CHF 59.-**
- Cadenas, **CHF 12.50**



First Aid Silver, vide

Pharmacie de premiers secours résistante aux chocs

Avec 5 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier

Couvercle transparent sécurise toutes les boîtes lorsqu'elles sont fermées

Joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière

- Classe de protection: IP65
 - Matériau: polymère
 - Dimensions: env. 25 x 38 x 12 cm
- CHF 42.90**

Options:

- Plaque de montage, **CHF 53.60**
- Cadenas, **CHF 12.50**



First Aid Gold, vide

Coffret de premiers secours résistante aux chocs

10 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier

Couvercle transparent sécurise toutes les boîtes lorsqu'elles sont fermées

Joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière

- Classe de protection: IP65
 - Matériau: polymère
 - Dimensions: env. 50 x 38 x 12 cm
- CHF 73.90**

Option:

- Cadenas, **CHF 12.50**



Organizer

Valise résistants aux chocs

Avec des boîtes supplémentaires pour le rangement soigné des petites pièces

Coins renforcés en métal

Point de verrouillage renforcé en métal

Joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière

Vide

- Classe de protection: IP65
- Matériau: polymère

Variantes:

- Taille L
Dimensions: env. 56 x 41 x 17 cm,
Capacité de chargement:
env. 34 kg, **CHF 110.-**
- Taille XL
Dimensions: env. 56 x 41 x 29 cm,
Capacité de chargement:
env. 45 kg, **CHF 137.-**

Options:

- Insert en mousse pour Organizer, 2 pces., **CHF 25.-**
- Cadenas, **CHF 12.50**



Stockage

Valise avec 2 ou 3 tiroirs résistante aux chocs

Accès facile au matériau

La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas

Avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation. Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir

Vide

- Matériau: polymère
- Dimensions: env. 56 x 41 x 36 cm
- Volume: env. 22 l

Variantes:

- Avec 2 tiroirs, **CHF 259.-**
- Avec 3 tiroirs, **CHF 290.-**

Options:

- Storage Dividers convient pour 2 tiroirs, **CHF 19.50**
- Storage Dividers convient pour 3 tiroirs, **CHF 19.50**
- Cadenas, **CHF 12.50**



Boîte de rangement

Boîte de travail compact et très spacieux

Construction résistante aux chocs

Diviseurs à réglage rapide – permettent aux utilisateurs de stocker et d'organiser des outils et des pièces de diff. tailles

Joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière

Vide

- Classe de protection: IP65
 - Matériau: polymère
 - Dimensions: env. 41.1 x 25.4 x 33 cm
 - Poids: env. 2.5 kg
 - Capacité de chargement: env. 34 kg
- CHF 110.-**



Plaque de montage

Plaque de montage résistant aux chocs

De multiples possibilités de montage

- Matériau: polymère
 - Dimensions: env. 60 x 47 x 3 cm
 - Capacité de poids au sol: env. 45 kg
 - Capacité de poids au mur: env. 22 kg
- CHF 53.60**





Glacière

Boîte isotherme résistante aux chocs

Double isolation premium pour garder les aliments froids jusqu'à 30 h

Décapsuleur intégré

Plateau amovible

Protégé de la saleté et de l'eau

Revêtement alimentaire anti-fuite

Vide

• Classe de protection: IP65

• Matériau: polymère

• Dimensions:
env. 41.1 x 25.4 x 33 cm

• Volume: env. 15 l

CHF 159.-



Boîte ouverte

Caisse de transport avec grande capacité de rangement

Options d'empilement polyvalente

Sans couvercle

Vide

• Dimensions: env. 45 x 39 x 25 cm

• Capacité de chargement:

env. 22 kg

CHF 79.-



Chariot à roues

Chariot de transport multifonctionnel résistant aux impacts

Pour un passage facilité dans les encadrements de porte

2 éléments de montage pour plus d'option de rangement

Base pliable pour faciliter le rangement

Avec roues intégrées (Ø env. 25 cm)

Les patins permettent un chargement/déchargement faciles et une négociation sans effort des obstacles

- Matériau: polymère
- Dimensions: env. 120 x 51 x 29 cm
- Capacité de chargement: env. 180 kg

CHF 335.-



Dolly

Planche à roulettes avec roues durables pour un roulage facile même chargé

Avec 1 frein et 2 blocages sur les roues pour bloquer la planche

- Dimensions: env. 61 x 48 x 19 cm
- Capacité de chargement: env. 113 kg

CHF 153.-



Insert en mousse pour Trolley

Blocs de mousse synthétique universel découpés individuellement pour un stockage optimal et sûr

Convient pour la valise trolley RobiCase

Construction durable pour une protection élevée des articles

Rangement optimisé permet un accès plus facile aux outils

- Dimensions: env. 47 x 38 x 19.5 cm
- CHF 59.-**



Insert en mousse pour Organizer, 2 pcs.

Blocs de mousse synthétique universel découpés individuellement pour un stockage optimal et sûr

Convient pour les Organizer RobiCase tailles L/XL

Construction durable pour une protection élevée des articles

Rangement optimisé permet un accès plus facile aux outils

- Dimensions: env. 48.5 x 9 x 32.5 cm
 - UV: 2 pcs.
- CHF 25.-**



Séparateurs de stockage

Paroi de séparation rapidement adaptable

Permettent aux utilisateurs de personnaliser la disposition des tiroirs pour une organisation optimale

Convient pour stockage avec 2 ou 3 tiroirs

Variantes:

- Avec 2 tiroirs, **CHF 19.50**
- Avec 3 tiroirs, **CHF 19.50**



Cadenas

Serrure à combinaison en aluminium avec code à 3 chiffres

Idéal pour sécuriser l'accès à un conteneur contre tout accès non autorisé

Support en acier

Aluminium massif avec revêtement anodisé

- Couleur: rouge
- CHF 12.50**





Tinovamed GmbH
Zielmattenring 6
4563 Gerlafingen

032 566 71 72
info@tinovamed.ch


tinovamed.ch



Version 03/2023, sous réserve de modifications tarifaires!